



easyTymp

Screening-Tympanometer-Handgerät mit Touch Screen

easyTymp – Screening-Tympanometer-Handgerät

Schnell, tragbar und mit einfacher Touchscreen-Bedienung – unser easyTymp Handgerät führt innerhalb von Sekunden präzise Tympanometrie- und ipsilaterale Reflexuntersuchungen durch. Das easyTymp ist nicht nur schnell, sondern erleichtert allen Fachleuten die Untersuchung und hilft, Mittelohrerkrankungen objektiv zu diagnostizieren. easyTymp entspricht den Normen IEC 60645-5 Typ 2 und ANSI S3.39 Typ 3 und gewährleistet zuverlässige und präzise Testergebnisse.

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

- Schnelle und akkurate Mittelohrmessungen
- Intuitive Touchscreen-Oberfläche
- Kompaktes Design mit montierter stabiler Sonde
- Sondenton 226 Hz, optional 1 kHz
- Ipsilaterale Reflexfrequenzen 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
- Anzeige eindeutiger "auffällig"/"unauffällig" Ergebnisse
- Automatischer Start für einfache Bedienung
- Interner Speicher für bis zu 50 Patienten
- Optionaler kabelloser Thermodrucker
- Optionale Basisstation zur Akkuladung und Datenübertragung an den PC
- Optionale MAICO Sessions PC-Software für einfache Datenverwaltung



Gegründet, um Hörscreenings zu vereinfachen

MAICO Diagnostics wurde 1937 von Leland A. Watson gegründet, um dem wachsenden Bedarf der Ärzte an einem zuverlässigen, wissenschaftlichen Instrument zur Beurteilung von Hörverlust gerecht zu werden.

Von Anfang an war es unsere Mission, präzise und benutzerfreundliche Hörprüfgeräte zu entwickeln, die die Früherkennung von Hörverlust unterstützen und die Lebensqualität weltweit verbessern.



easyTymp – Hörscreening für alle Altersgruppen

Anwendungsbereiche

Kinderheilkunde, Familienmedizin und Notfallmedizin

Die Beurteilung der Mittelohrfunktion ist ein wichtiger Bestandteil der Versorgung in der Kinderheilkunde, Familienmedizin und Notfallversorgung – insbesondere bei häufigen Erkrankungen wie Mittelohrentzündungen, die das Gehör und die Entwicklung beeinträchtigen können. Das easyTymp ermöglicht eine schnelle, objektive Beurteilung des Mittelohrs und lässt sich somit leicht in die routinemäßigen klinischen Arbeitsabläufe integrieren. Die automatischen Messungen beginnen, sobald das Gerät am Ohr platziert wird, und liefern innerhalb von Sekunden zuverlässige Ergebnisse. Mit einem Sondenton von 226 Hz und einem optionalen 1-kHz-Ton für Tests bei Säuglingen unterstützt easyTymp eine effiziente Überwachung, frühzeitige Erkennung und fundierte klinische Entscheidungen.

HNO- und Audiologiekliniken

easyTymp vervollständigt Ihre Testbatterie – es optimiert Arbeitsabläufe und unterstützt sicher klinische Entscheidungen. Dank seines handlichen Designs ist es flexibel unterwegs einsetzbar und lässt sich samt der Basisstation einfach verstauen. Die Tympanometrie kann einfach und schnell direkt im Behandlungszimmer durchgeführt werden, was eine schnellere Diagnose ermöglicht. Der Test startet automatisch, sobald die Sonde im Ohr platziert wird, und liefert innerhalb von Sekunden zuverlässige Messwerte für das Mittelohr. Das easyTymp wurde für Patienten jeden Alters entwickelt und umfasst einen 226-Hz-Sondenton, einen optionalen 1-kHz-Ton für Säuglinge und Reflexuntersuchungen bei wichtigen Frequenzen. Mit seinem hochauflösenden Display und seiner intuitiven Benutzeroberfläche fügt es sich nahtlos in jede klinische Umgebung ein.

Hörgeräteakustiker

Eine schnelle, objektive Untersuchung des Mittelohrs ist ein entscheidender Schritt, um genaue Ergebnisse bei der Hörprüfung zu erzielen. Das easyTymp liefert zuverlässige Informationen über die Funktion des Mittelohrs und hilft, Erkrankungen zu erkennen, die die Ergebnisse der Audiometrie beeinflussen und die Genauigkeit der Hörgeräteanpassung beeinträchtigen können. Das handliche Design ermöglicht einen flexiblen Einsatz in jeder Umgebung und liefert Ergebnisse in Sekundenschnelle. Das easyTymp wurde für Schnelligkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und sorgt für mehr Sicherheit bei jeder Untersuchung.

easyTymp – Funktionen & Benefits

Schnelle Mittelohrmessungen

Das easyTymp ist das ideale Handgerät für Mittelohr-Screening-Tests. Der Test beginnt automatisch, sobald die Sonde im Ohr platziert ist, und liefert innerhalb von Sekunden schnelle und zuverlässige Mittelohrmessungen. Das easyTymp ist ideal für Patienten jeden Alters und verfügt über einen 226-Hz-Sondenton, einen optionalen 1-kHz-Ton für Säuglinge und Reflex-Tests bei wichtigen Frequenzen.

Einfachere Ergebnisse

Das easyTymp liefert dank intelligenter Visualisierung sofortige Klarheit. Die Ergebnisse „auffällig“ / „unauffällig“ werden neben detaillierten Tympanogrammen, Reflexkurven und numerischen Daten auf dem Bildschirm deutlich angezeigt, sodass Sie die Befunde leicht interpretieren, die Ergebnisse erklären und Ihren Arbeitsablauf nahtlos fortsetzen können.

Kompaktes Design

Das Gerät ist kompakt und platzsparend und liegt dank seiner leichten, ergonomischen Form gut in der Hand. Es findet auch auf überfüllten Arbeitsflächen Platz – ideal für stark frequentierte Kliniken, mobile Pflegeeinrichtungen und gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche. Die montierte, stabile Sonde erhöht die Langlebigkeit und vermittelt Sicherheit bei täglichen klinischen Untersuchungen. easyTymp ist einfach zu verstauen, zu transportieren und zu bedienen und bietet praktische Alltagstauglichkeit ohne Kompromisse bei der Leistung.

Intuitiver Touchscreen

Mit seinem intuitiven Touchscreen sorgt easyTymp für eine besonders einfache und effiziente Mittelohruntersuchung. Dank des schnellen Teststarts und der komfortablen Einhandbedienung lassen sich alle Funktionen mühelos steuern. Das hochauflösende Vollfarbdisplay und die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglichen eine reibungslose Navigation sowie eine präzise Steuerung während des gesamten Untersuchungsablaufs.



easyTymp – Funktionen & Benefits


easyTymp Basisstation

Die optionale easyTymp-Basisstation dient als praktische Ladestund Anschlussstation, die dafür sorgt, dass das Gerät sicher aufbewahrt wird, vollständig geladen und jederzeit einsatzbereit ist. Sie ermöglicht außerdem eine nahtlose PC-Anbindung für eine effiziente Datenverwaltung, sodass Testergebnisse schnell und zuverlässig übertragen werden können.



Patientenmanagement

Mit einer internen Speicherkapazität für bis zu 50 Patienten speichert easyTymp die Testergebnisse zur späteren Überprüfung und Verwaltung. Ob in der Klinik oder unterwegs, dieser integrierte Speicher bietet die Flexibilität, den ganzen Tag über Tests durchzuführen, ohne dass Dateien zwischen den Sitzungen übertragen werden müssen – so wird sichergestellt, dass die Ergebnisse gespeichert und bei Bedarf verfügbar sind.



Datenverwaltung

easyTymp bietet flexible Optionen für die Dokumentation und Verwaltung von Testergebnissen. Wählen Sie den kabellosen Thermodrucker für sofortige Ausdrücke am Ende einer Testsitzung oder verwenden Sie die intuitive MAICO Sessions-Software für die digitale Datenverwaltung. MAICO Sessions ermöglicht eine effiziente Visualisierung und Organisation von Tympanometrie-Messungen mit schneller PDF-Berichterstellung oder XMLDateiexport über eine PC-Verbindung, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Die Software kann als eigenständige Lösung mit integrierter Datenbank fungieren, sich über spezielle Schnittstellenoptionen nahtlos in EMR-Systeme integrieren oder mit den Patientendatenbanken OtoAccess® oder NOAH verbunden werden.



easyTym – Komponenten, Zubehör & Software



easyTym



Basisstation




Ohrstöpsel-Box mit
Ohrstöpseln



Test-Cavity



Drucker



Tragetasche



MAICO Sessions
PC - Software

Komponenten und Zubehör variieren je nach Region und Konfiguration.

Erfahren Sie mehr über andere MAICO-Lösungen

easyTone



Schnelle und einfache
Tablet-Audiometrie

touchTym



Intuitive Touchscreen-Tympanometrie
mit erweiterten Testfunktionen



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Germany
Tel.: +49 (30) 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico-diagnostics.com



Finden Sie den nächstgelegenen Händler.



04/2026