

GIMA VITAL PRO MONITOR

Der Vital Pro Monitor ist ein Multiparameter Patientenmonitor, welcher folgende physiologischen Parameter misst: nichtinvasive Blutdruckmessung (NIBP), Sauerstoffsättigung (SpO₂), Elektrokardiografie (EKG) und Temperatur (TEMP).

Eigenschaften:

3.5" LCD Display mit grossen Zahlen
 Datensatzanzeige in Wellenform, Liste und Trendgraphik
 USB Anschluss zur Datenübertragung und zum Softwareupdate

Technische Spezifikationen:

Blutdruck	Messmethode: Oszillometrisch Messmodi: Manuel, Auto, STAT Messbereich: SYS mmHg: (Adult 40-275) (Pediatric 40-200) (Neonate 40-135) MAP mmHg: (Adult 20-230) (Pediatric 20-165) (Neonate 20-110) DIA mmHg: (Adult 10-210) (Pediatric 10-150) (Neonate 10-95)
SpO₂	Messbereich: 35% ~ 100% ± 3% (zw.70 to 100%) Geringe Perfusionsleistung: < 0.4%
Puls	Messbereich: 30 ~ 240BPM ± 2 BPM / 2%
EKG	Anzeige Herzschlag: 15 ~ 130 bpm ± 1% oder ±2 bpm Alarm wenn kein Herzschlag innerhalb von 10s Empfindlichkeit: x1/4, x1/2, x1, x2 Geschwindigkeit: 25 mm/s
Temperatur	Messbereich: 21-50°C ±0.2°C (25-45°C)

Standardzubehör:

Erwachsene SpO₂ Fingertip, Blutdruckmanschette für Erwachsene, Temperature Sonde, EKG-Kabel + 10 EKG Elektroden, Lithiumionenbatterie (11.1V,4400mAh), Netzkabel (100-240V, 50/60Hz), Staubschutzmantel, Bedienungsanleitung (GB, FR, IT, ES, D (bald))

Optionales Zubehör:

Gerätewaagen



Art.-Nr.: 35124



Art.-Nr.: 35127

MEDICARE AG

Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen, Telefon 044 482 482 6 / Fax 044 482 74 88

info@medicareag.ch / www.medicareag.ch