

# Homecare by **MEDICARE AG**



**Medical**

**Wellbeing**

**Beautycare**

**Activity**


**Babycare**

Katalog 2024/2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Medical</b> .....	<b>1</b>
1 Kanal EKG .....	2
Oberarm-Blutdruckmessgeräte.....	3
Pulsoximeter.....	7
Pulsoximeter / Schrittzähler.....	8
Fieberthermometer.....	9
Fieberthermometer/Läusekamm.....	11
TENS-/ EMS-Geräte .....	15
FFP2 Maske / Intimdusche .....	16
<b>Wellbeing</b> .....	<b>17</b>
Heizkissen .....	18
Mechanische-/Diagnosewaagen .....	24
Massagesitzauflagen .....	27
Massagegeräte .....	28
Fuss-Massagegeräte .....	29
Anti-Mücken .....	30
Lichttherapie .....	32
Luftbefeuchter / Aromadiffusor .....	34
Aromaöle .....	35
<b>Beautycare</b> .....	<b>37</b>
Mani/Pediküre.....	38
Hornhautentferner/Gesichtsbürste .....	40
Gesichtssauna.....	41
Fussprudelbad.....	42
<b>Babycare</b> .....	<b>43</b>

# Medical




# 1 Kanal EKG



## MIR Cardionica 1 Kanal EKG

- Zur Erkennung von Vorhofflimmern/ Arrhythmie-Anzeige
- Zeichnet 1-Minütige EKGs auf
- Geeignet für Menschen mit einer Vorgeschichte von Vorhofflimmern, mit Symptomen wie Herzklopfen und Tachykardie, sowie Sportler
- Übertragung an Cardionica Heart Check App via BT (Kompatibel mit Android ab Version 5 & iOS ab Version 9)
- Ausdruck und PDF erstellen direkt aus der App möglich
- Batteriedauer > 500 Anwendungen
- Inkl. 1x CR2032 Batterie und Wiederverwendbare Elektrode  
Art. Nr.: 91002  
**Zubehör auch separat erhältlich**



**Artikel Nr.: 9120000**

Pharmacode: 7834229

Garantie: 1 Jahre

# Oberarm-Blutdruckmessgeräte



## Rossmax Oberarm-Blutdruckmessgerät X3

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
  - Arrhythmie-Anzeige
  - 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
  - Gast Modus
  - Bewegungs- /Manschettenerkennung
  - XL Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
  - Indikator für unregelmässigen Herzschlag (IHB)
  - Mittelwert der letzten drei Messungen
  - Automatischer One-touch Betrieb
  - Praktische Manschettenhalterung
  - Netzadapter-Buchse
- 
- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, Latexfreie patentierte konische Universal-Manschette (24 – 40 cm)  
**Zubehör auch separat erhältlich**
- 
- **Optional:**  
Netzadapter, PC Link,  
Kinder Manschette (S: 18 cm - 26 cm)  
Art. Nr.: SV340026  
Manschette S ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020038  
Manschette M (24 cm - 36 cm)  
Art. Nr.: SV340022  
Manschette M ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020033  
Manschette L (34 cm - 46 cm)  
Art. Nr.: SV340024  
Manschette L ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020035

**Artikel Nr.: KG020610**

Pharmacode: 7735791

Garantie: 5 Jahre



# Oberarm-Blutdruckmessgeräte



## Rossmax Oberarm-Blutdruckmessgerät Z1

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Arrhythmie-Anzeige
- 90 Speicherplätze
- Bewegungs- /Manschettenerkennung
- XL Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Automatischer One-touch Betrieb
- Praktische Manschettenhalterung

- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien,  
Latexfreie patentierte konische Universal-  
Manschette (24 – 40 cm)

**Zubehör auch separat erhältlich**

- **Optional:**

- PC Link,
- Kinder Manschette (S: 18 cm - 26 cm)  
Art. Nr.: SV340026
- Manschette S ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020038
- Manschette M (24 cm - 36 cm)  
Art. Nr.: SV340022
- Manschette M ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020033
- Manschette L (34 cm - 46 cm)  
Art. Nr.: SV340024
- Manschette L ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020035

**Artikel Nr.: KG020615**

Pharmacode: 1098285

Garantie: 5 Jahre



## Rossmax Oberarm-Blutdruckmessgerät Z5

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Arrhythmie-Anzeige
- 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Gast Modus
- Bewegungs- /Manschettenerkennung
- XL Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls,  
Datum, Uhrzeit
- Erkennung von vorzeitigen Kontraktionen  
AFIB
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Mittelwert von 7 Tagen
- Bluetooth Verbindung zu Smartphone
- USB Verbindung zum PC
- Netzadapter-Buchse

- Inkl. 4 x 1.5V AAA Batterien,  
Latexfreie patentierte konische Universal-  
Manschette (24 - 40 cm) und USB-Kabel  
**Zubehör auch separat erhältlich**

- **Optional:**

- Netzadapter,
- Kinder Manschette (S: 18 cm - 26 cm)  
Art. Nr.: SV340026
- Manschette S ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020038
- Manschette M (24 cm - 36 cm)  
Art. Nr.: SV340022
- Manschette M ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020033
- Manschette L (34 cm - 46 cm)  
Art. Nr.: SV340024
- Manschette L ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020035

**Artikel Nr.: KG020700**

Pharmacode: 1098286

Garantie: 5 Jahre

# Handgelenk-Blutdruckmessgeräte



## Promed Handgelenk-Blutdruckmessgerät HGP 30

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Arrhythmie-Anzeige
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Besonders grosses, leicht ablesbares Display
- Einstufung der Messwerte nach WHO
- Handgelenkmanschette 12,5 - 21,5 cm
  
- Inkl. 2 × 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: 412020**

Pharmacode: 7738627

Garantie: 3 Jahre



## Promed Handgelenk-Blutdruckmessgerät HGP 40

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Arrhythmie-Anzeige
- 60 Speicherplätze für 1 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Besonders grosses, leicht ablesbares Display
- Einstufung der Messwerte nach WHO
- Handgelenkmanschette 13,5 - 21,5 cm
- Automatische Abschaltfunktion nach 3 Min
  
- Inkl. 2 × 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: 412030**

Pharmacode:

Garantie: 3 Jahre



# Handgelenk-Blutdruckmessgeräte



## Medisana Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 315

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Arrhythmie-Anzeige
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Berechnung des Durchschnittswerts der letzten 3 gespeicherten Werte
- Besonders grosses, leicht ablesbares Display
- Einstufung der Messwerte nach WHO
- Handgelenkmanschette 12,5 - 21,5 cm
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: M51072**  
Pharmacode: 7738628  
Garantie: 3 Jahre



## Rossmax "XL" Deluxe Handgelenk-Blutdruckmessgerät BQ 705

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Smart Sense Technologie
- 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- XL-Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Hypertonie-Risikoanzeige
- Indikator für unregelmässigen Herzschlag (IHB)
- Bewegungserkennung
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Gast Modus
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: KG020405**  
Pharmacode: 7743804  
Garantie: 5 Jahre





# Pulsoximeter



## GIMA Pulsoximeter OXY 4

- Innovative  
4-Richtungsanzeige
- Messbereich  
SpO2 35 - 99%,  
Pulsrate 30 - 240 bpm
- Automatisches Ein- / Ausschalten
- Visueller und  
akustischer Alarm
- 30 Stunden Betriebszeit
- Schutz gegen Wassereinbruch, Stossfest
  
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Blau: Artikel Nr.: 35091**  
Pharmacode: 7772718

**Orange: Artikel Nr.: 35092**  
Pharmacode: 7735809

Garantie: 1 Jahr



## Rossmax Finger-Pulsoximeter SB 100

- Grosses LED Display  
für einfaches Ablesen
- Abschirmungsdesign  
gegen Umgebungslicht
- Biokompatibilitäts-Schutz
- One-touch EIN/AUS Taste
- Trageband angebracht
- Ideal für Sauerstoff-Therapie Beurteilungen &  
Schlaf Apnoe Überwachung
  
- Inkl. 2 x 1.5 V AAA Batterien

**Artikel Nr.: GE020405**  
Pharmacode: 7735794  
Garantie: 2 Jahre



# Pulsoximeter / Schrittzähler



## Medisana Fingertip Pulsoximeter PM 100 connect

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Datenübertragung mit Bluetooth® Smart (4.0) an die VitaDock+ App für iOS und Android\*
- Messwertdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- 6 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriestandsanzeige
- Inkl. Trageband und 2 x 1.5 V AAA Batterien

**Artikel Nr.: M79456**  
Pharmacode: 7782429  
Garantie: 3 Jahre



## Rossmax Schrittzähler PA-W55 Plus

- 3-Achsen Technologie
- Schrittzähler
- Anzeige der verbrauchten Kalorien
- Anzeige der zurückgelegten Strecke
- Zielsetzung für Schritte
- 7-Tage Speicher
- Energiesparend
- Datum/Uhrzeit Anzeige
- Tägliche automatische Rücksetzung
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: GA011706**  
Pharmacode: 7735840  
Garantie: 2 Jahre

# Fieberthermometer



## Rossmax Digitales Thermometer TG 100

- Messergebnis in 60 Sekunden
  - Akustisches Signal bei Messbereitschaft
  - Fieberalarm
  - Automatische Abschaltung
  - °C / °F umschaltbar
  - Messbereich: Körper:  
32-42.9°C
  - Anzeige bei schwacher Batterie
  - Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
- 
- Inkl. 1 x 1.5 V Typ SR41 oder LR41 Batterien

**Artikel Nr.: KG050200**

Pharmacode: 7735796

Garantie: 5 Jahre



## Rossmax Flexibles Digitales Thermometer TG 380

- Messergebnis in 10 Sekunden
  - Akustisches Signal bei Messbereitschaft
  - Fieberalarm
  - Automatische Abschaltung
  - °C / °F umschaltbar
  - Messbereich: Körper:  
32-42.9°C
  - Anzeige bei schwacher Batterie
  - Flexible Messspitze
  - Wasserdicht
  - Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
- 
- Inkl. 1 x 1.5 V Typ SR41 oder LR41 Batterien

**Artikel Nr.: KG050210**

Pharmacode: 7735797

Garantie: 5 Jahre




# Fieberthermometer



## Rossmax Kontaktloses Thermometer HA 500

- Messergebnis in 1 Sekunde
  - Fieberalarm
  - Automatische Abschaltung
  - °C / °F umschaltbar
  - Temperaturmessung bis auf eine Distanz von 5cm
  - Messbereich:  
Körper: 15-40°C  
Objekt: 10-40°C
  - Anzeige bei schwacher Batterie
  - 9 Speicherplätze
  - Hintergrundbeleuchtung
  - Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: KG050103**  
Pharmacode: 7735800  
Garantie: 5 Jahre



## Rossmax Infrarot Ohrthermometer RA 600

- Messergebnis in 1 Sekunde oder permanenter Ohr-Scan-Modus
  - Fieberalarm
  - Automatische Abschaltung
  - °C / °F umschaltbar
  - Messbereich: Körper: 10-40°C
  - Anzeige bei schwacher Batterie
  - 9 Speicherplätze
  - Hintergrundbeleuchtung
  - Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
  - PLUG & SECURE Sonden-Schutzhülle
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterien und 5 Stk. Sonden-Schutzhülle
- **Optional:**  
Sonden-Schutzhülle 10 Stk.  
Art. Nr.: KG050117  
Pharmacode: 7735799
- Sonden-Schutzhülle 500 Stk.  
Art. Nr.: KG050119

**Artikel Nr.: KG050115**  
Pharmacode: 7735798  
Garantie: 5 Jahre



# Fieberthermometer/Läusekamm



## Rossmax Kontaktloses Thermometer HC 700

- Messergebnis in 1 Sekunde
- Fieberalarm
- Automatische Abschaltung
- °C / °F umschaltbar
- Temperaturmessung bis auf eine Distanz von 10cm
- Messbereich:  
Körper: 34-42.2°C  
Objekt: 0-42.2°C
- Anzeige bei schwacher Batterie
- 9 Speicherplätze
- Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
- Hintergrundbeleuchtung
  
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: KG050110**

Pharmacode: 7735801  
Garantie: 5 Jahre



## Medisana Elektrischer Läusekamm LC 860

- Einfaches Kämmen befreit von Kopfläusen und Nissen
- Ohne Nebenwirkungen, da kein Einsatz von chemischen Mitteln
- Auch für Hunde und Katzen geeignet
- Bei Kontakt mit den Zinken des Kamms werden die Läuse durch einen elektrischen Impuls abgetötet
  
- Inkl. 1 x 1,5V AA Batterien

**Artikel Nr.: M41017**

Pharmacode: 7738638  
Garantie: 3 Jahre



# Inhalatoren



## Rossmax Inhalationsgerät mit Kolbenkompressor NA 100

- Vernebelung mit Kolbenkompressor-Ventiltechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege  
z.B. Asthma oder Erkältungen
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Füllvolumen: max. 5 ml Vernebelung:  $\leq 0.15-0,40\text{ml/min}$
- Partikelgrösse:  $> 80-85\% \leq 2.2 \mu\text{m}$
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Mundstück, Behälter und Masken für Erwachsene und Kinder  
**Zubehör auch separat erhältlich**
  
- **Optional:**  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020

### Artikel Nr.: GE021005

Pharmacode: 7735805

Garantie: 3 Jahre



## Rossmax NI60 Qutie - Super Mini-Kolbenvernebler

- Geräuscharme Minipumpentechnologie
- Ideal für Kinder
- $\text{MMAD} \leq 2,6 \mu\text{m}$ ;
- Feinpartikeldosis (FPD): 75-80%
- Konstante Feinpartikelgrösse für eine effiziente Atembehandlung
- Sehr kompakt (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Patentierte Ventil, einstellbarer Zerstäuber
  
- Inkl. Mundstück und Maske für Erwachsene und Kinder, 12-V-Adapter

### Artikel Nr. GE021000

Pharmacode: 7742313

Garantie: 3 Jahre



# Inhalatoren



## Rossmax Hochleistungs-Inhalations-Gerät mit Kolbenkompressor NB 500

- Vernebelung mit Kolbenkompressor-Ventiltechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege z.B. Asthma oder Erkältungen
- Feinentlüftung garantiert den Hochleistungseinsatz
- Geräuscharmes Design mit Schall- und Vibrationsdämpfern
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Integrierter Vernebler Halter
- Füllvolumen: max. 5 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,15-0,50$  ml/min
- Partikelgröße:  $> 80-85\% \leq 2.2$   $\mu\text{m}$
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Mundstück, Behälter, Masken für Erwachsene und Kinder  
**Zubehör auch separat erhältlich**
  
- **Optional:**  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020

**Artikel Nr.: GE021010**

Pharmacode: 7735806

Garantie: 3 Jahre



## Rossmax Inhalationsgerät 3in1 Vernebler Set NK 1000

Inhalator/Nasenspüler/Absauger

- **1. Inhalation:** Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege z.B. Asthma oder Erkältungen
- Geräuscharmes Design mit Schall- und Vibrationsdämpfern
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Vernebelung mit Kolbenkompressor-Ventiltechnologie
- Füllvolumen: max. 20 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,10-0,30$  ml/min
- Partikelgröße:  $> 80-85\% \leq 2.5$   $\mu\text{m}$
  
- **2. Nasen Spüler:** Spült die Nasenhöhle und den Nasenrachenraum, befreit von Sekreten, Schleim und schädlichen Substanzen und mildert allergische Symptome
  
- **3. Nasen Absauggerät:** Entfernt den Schleim und reduziert das Risiko von Atemwegsinfektionen
  
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Luftfilter, Nasen Spüler, Nasen Absauggerät, Adapter, Masken für Erwachsene, Art. Nr.: GE021025  
Maske für Kinder, Art. Nr.: GE021027  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020  
Mundstück Art. Nr.: GE021033  
**Zubehör auch separat erhältlich**
  
- **Optional:**  
Maske für Kinder 0-1 Jahr  
Art. Nr.: GE021029

**Artikel Nr.: GE021015**

Garantie: 3 Jahre



# Inhalatoren



## Promed Ultraschall-Inhalator INH 2.1

- Hohe Wirksamkeit durch innovative Mikro-Membran- Vernebelung (Mesh-Technologie) mit kleinsten Tröpfchen
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege  
z.B. Asthma oder Erkältungen
- Klein und handlich - ideal für unterwegs
- Geräuscharme Vernebelung
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Füllvolumen: max. 8 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,32$  ml/min
- Partikelgrösse:  $2,1 \mu\text{m}$
- Inkl. 2 x 1,5V AA Batterien, Verbindungsstück, Aufbewahrungstasche Art. Nr.: 964101  
Mundstück Art. Nr.: 422003  
Kindermaske Art. Nr.: 422004  
Erwachsenenmaske Art. Nr.: 422005  
Medikamentenbehälter Art. Nr.: 422002  
Schutzkappe Art. Nr.: 422001  
**Zubehör auch separat erhältlich**
- **Optional:**  
Adapter für INH-2.1 Art. Nr.: 422006

**Artikel Nr.: 421010**  
Pharmacode: 7738639  
Garantie: 3 Jahre



## Rossmax Inhalator NH 60

- Valve Adjustable Technologie (VAT)  
Kontrollierbare Verneblungsrate bei gleichbleibender Partikelgrösse
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege  
z.B. Asthma oder Erkältungen
- Klein und handlich (tragbar)  
ideal für unterwegs
- Geräuscharme Vernebelung
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Füllvolumen: max. 5 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,08-0,20$  ml/min
- Partikelgrösse:  $> 75-80\% \leq 2,6 \mu\text{m}$
- Netzbetrieb
- Inkl. Mundstück, Behälter und Masken für Erwachsene und Kinder,  
12V Adapter  
**Zubehör auch separat erhältlich**
- **Optional:**  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020

**Artikel Nr.: GE021001**  
Pharmacode: 7735804  
Garantie: 2 Jahre



# TENS-/ EMS-Geräte



## Promed Beckenboden-Trainer IT 6

- Behandlung und Vorbeugung von Blasenschwäche und Inkontinenz nach einer Geburt
- Trainieren der Schliessmuskeln zur Behandlung von Stress-/ Drang-/ Misch- und Stuhlinkontinenz
- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, Gebrauchsanleitung, Transportkoffer, Gürteltasche, 2 Elektrodenkabel  
Art. Nr.: 359014  
4 Gewebe-Elektroden (40 x 40 mm), Art. Nr.: 359170  
1 Vaginal-sonde  
Art. Nr.: 359130  
**Zubehör auch separat erhältlich**
- **Optional:**  
Analsonde Art. Nr.: 359131

**Artikel Nr.: 352430**  
Pharmacode: 7738634  
Garantie: 2 Jahre



## Promed TENS-/ EMS-Gerät EMT-6

- Zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen (z.B. beim Sport)
- 11 vorprogrammierte Programme (5 TENS- und 6 EMS-Programme)
- Spezialfunktionen:  
1 Anwendungsspeicher, Uhrenfunktion im Standby-Modus, Intensitäts- und Einschaltenschutz.
- Inkl. 4 x 1.5 Typ AAA Batterien, praktischen Aufbewahrungskoffer, 4 Elektroden (40 x 40 mm)  
Art. Nr.: 359170,  
2 Elektrodenkabel, Gürtelklipp  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: 352420**  
Pharmacode: 5352672  
Garantie: 2 Jahre

# FFP2 Maske / Intimdusche



## Promed FFP2 Masken MNS-100

- Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie Feinstaub, flüssige Aerosole und biologische Stoffe (Bakterien, Viren, Pilze). Effektive Vermeidung von Allergenen und Keimen. Schützt Sie und Ihr Umfeld.
- Hochgradige Filterung von 95 % aller Partikel in der Luft
- Hautfreundliches Material mit hohem Tragekomfort
- Geprüft und CE-zertifiziert gemäss der Norm EN 149:2001 +A1:2009; Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
- Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur
- Hygienische Einzelverpackung verhindert die Verunreinigung der Maske vor dem Gebrauch. Flexible Einheitsgrösse.
- Masken zur einmaligen Anwendung. Nicht waschbar

Inhalt: 10 Stück, inkl. Haken und Anleitung

Auf Anfrage auch in grösseren Mengen erhältlich

**Artikel Nr.: 333001**  
Pharmacode: 7786142  
Garantie: 3 Jahre



## Promed Intimdusche Orchidee

- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus rostfreiem Edelstahl
- 7 Düsen am Kopf des Stabes
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- Made in Germany
- Inkl. 2 x Leitungsdruckminderer und 1x Aufbewahrungsbox

**Artikel Nr.: 340010**

Garantie: 10 Jahre



# Wellbeing



# Heizkissen



## Medisana Heizkissen HP 405

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Weiches, atmungsaktives Polsterkissen
- Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 30°C maschinenwaschbar
- Ergonomisches Bedienelement mit beidseitiger LED-Kontrollanzeige
- Grösse: 30 x 40 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61003**

Pharmacode: 1000769

Garantie: 3 Jahre



## Promed Kuschel-Heizkissen HKP 1.2H

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Turbo Heat
- Bezug und Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 40° C maschinenwaschbar
- Einfache Handhabung, ergonomischer Schalter
- Grösse: 40 x 30 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 450125**

Pharmacode: 7738651

Garantie: 2 Jahre



# Heizkissen



## Promed Kuschel-Heizkissen HKP 1.6 XL

- 6 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Turbo Heat
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Bezug Maschinenwaschbar bei 30° C
- Inkl. 2-seitigem Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Grösse: 46 x 35 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 612015**  
Pharmacode: 7738652  
Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Heizkissen HP3040A

- 4 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Turbo Heat
- Weiches Obermaterial
- Plastifiziertes Kissen zur einfachen Reinigung und Desinfektion
- Bezug Maschinenwaschbar bei 30° C
- Gleichmässige Wärmeverteilung
- Schalter mit LED-Temperaturanzeige
- Grösse 30 x 40 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: GA061003**  
Pharmacode: 7735807  
Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Heizkissen HP4060A

- 4 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Turbo Heat
- Weiches Obermaterial
- Plastifiziertes Kissen zur einfachen Reinigung und Desinfektion
- Bezug Maschinenwaschbar bei 30° C
- Gleichmässige Wärmeverteilung
- Schalter mit LED-Temperaturanzeige
- Grösse 40 x 60 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: GA061006**  
Pharmacode: 7735808  
Garantie: 2 Jahre

# Heizkissen



## Promed Schulter- Nackenheizkissen NRP-2.0

- 6 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Besonders weiches Plüsch Fleece-Kissen
- Maschinenwaschbar bei 30° C
- Turbo Heat
- Perfekter Halt durch Schulter- und Nackengerechte Passform
- Grösse: 52 x 56 cm
- Material: 100% Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 614020**  
Pharmacode: 7849422  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Rücken- und Nackenheizkissen NRP 2.4

- 10 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Besonders weiches Plüsch Fleece-Kissen
- Maschinenwaschbar bei 40° C
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 min)
- Turbo Heat
- Perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Grösse: 39 x 63 cm
- Material: 95 % Plüsch Fleece, 5 % Nylon
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 451120**  
Pharmacode: 7738648  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Rücken- und Nackenheizkissen NRP 5.4

- 4 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Turbo Heat
- Heitzt bis in den Nackenbereich
- Einfache Handhabung, ergonomische Schalter
- Grösse: 60 x 90 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 614010**  
Pharmacode: 7738647  
Garantie: 2 Jahre



# Heizkissen



## Medisana Schulter-Nackenheizkissen HP 622

- 6 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Matrix-Sensorsystem für gleichmässige Wärmeverteilung
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Schulter und Nacken
- Turbo-Heat
- Praktisches Bedienelement
- Öko-Tex® Standard 100
- Grösse: 56 × 52 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61156**  
Pharmacode: 7767328  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Rücken- und Nackenheizkissen HP 460

- 3 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Rücken und Nacken
- Turbo-Heat
- Praktisches Bedienelement
- Öko-Tex® Standard 100
- Grösse: 58.5 x 38.5 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61012**  
Pharmacode: 7834231  
Garantie: 3 Jahre

# Heizkissen



## Promed Wärme-Heizgürtel HGP 1.7

- 10 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Bei 40° C waschbar, dank abnehmbarem Schalter
- Ergonomische Bedienung/Schalter Perfekter Halt durch anpassungsfähiges Klettband
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 Min.)
- Variabler Tragekomfort: Um den Bauch oder schräg über den Rücken
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Grösse: 58 x 30 cm
- Material: 90% Plüsch Fleece, 10% Nylon
- Geeignet für einen Bauchumfang bis ca. 125 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 450130**  
Pharmacode: 7738650  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Fusswärmer KFS 100

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Herausnehmbares, flauschiges, weiches Innenfutter
- Besonders weicher, atmungsaktiver Kern
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30° C
- Ergonomisches Bedienelement mit beleuchteter LED-Kontrollanzeige
- Grösse: 30 x 30 x 23 cm
- Material: Microfaser (Fusswärmer) Flanell (Innenfutter)
- Grosser Fussraum (geeignet bis Schuhgrösse 46)
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 453010**  
Pharmacode: 7738653  
Garantie: 2 Jahre

# Wärmeunterbetten/Heizdecken



## Medisana Wärmeunterbett HU 662

- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Angenehm weiches Obermaterial
- Maschinenwaschbar bei 30°C dank abnehmbarem Schalter
- Ergonomisches Bedienelement mit LED-Kontrollanzeige
- Turbo Heat
- 2 Wärmezonen für Körper und Füße
- Passend für Matratzen in den Grössen 200 x 90 – 100 cm
- Grösse: 150 x 80 cm
- Öko-Tex® Standard 100
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61220**  
Pharmacode: 7502302  
Garantie: 3 Jahre



## Promed Wärmeunterbett UBS 2.4

- 10 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Kuscheliges, atmungsaktives Material
- Maschinenwaschbar bei 40°C dank abnehmbarem Schalter
- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Stunden)
- Turbo Heat
- Angenehm sanfte und gleichmässig verteilte Wärme
- Grösse: 150 x 70 cm
- Material: 100 % Baumwolle (Oberseite) 100 % Polyester (Unterseite)
- Leistung: 120 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 452210**  
Pharmacode: 7738654  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Heizdecken KHP 2.3 / KHP 2.3 Sherpa

- 10 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschiges Obermaterial
- Maschinenwaschbar 40° C dank abnehmbarem Schalter
- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Stunden)
- Turbo Heat
- Angenehme Wärme auf der ganzen Fläche
- Grösse: 180 x 130 cm
- Material: 100 % Polyester Flanell
- Leistung: 150 Watt
- Netzbetrieb

**KHP-2.3:**  
**Artikel Nr.: 452110**  
Pharmacode: 7597745

**KHP-2.3 Sherpa:**  
**Artikel Nr.: 452120**  
Pharmacode: 7849423  
Garantie: 2 Jahre

# Mechanische-/Diagnosewaagen



## Medisana Mechanische Personenwaage PSD

- Trendiges Retrodesign
- Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
- Grosse analoge Vollsichtskala
- Rutschfeste Tritfläche
- Stabiles Metallgehäuse
- Gewicht der Waage: 3.6 kg
- Grösse: 42.5 x 28.5 x 8.5 cm
- Einteilung: 500g
- Maximale Tragkraft: 150 kg

**Artikel Nr.: M40461**

Pharmacode: 4882959

Garantie: 3 Jahre



## Medisana Personenwaage PS 400

- Grosses, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Tritfläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- Besonders flaches Design
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „Step-on“-Einschaltung
- Abschaltautomatik
- Gewicht: 1.5 kg
- Grösse: 30 x 30 x 1.7 cm
- Max. Tragkraft: 150 kg
- Inkl. 1 x 3 V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: M40455**

Pharmacode: 7501923

Garantie: 3 Jahre

# Personenwaagen



## Medisana Glas-Personenwaage PS 425

- Leicht lesbares LCD-Display
  - Umschaltbar zwischen kg und lb
  - Trittpläche aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
  - 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
  - Bequeme „Step-on“ Einschaltung
  - Abschaltautomatik
  - Sprachausgabe in 4 Sprachen: DE, GB, FR, ES
  - Grösse: 31 x 31 x 2.4 cm
  - Max. Tragkraft: 180 kg
- Inkl. 3 × 1,5V AAA-Batterien

**Artikel Nr.: M40448**

Pharmacode: 7501917

Garantie: 3 Jahre



## Medisana XL-Personenwaage PS 470

- Extra grosses LCD-Display mit grossen Ziffern (71 mm hoch)
  - Umschaltbar zwischen kg, lb und st
  - Trittpläche aus Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
  - 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
  - Bequeme „Step-on“ Einschaltung
  - Abschaltautomatik
  - Grösse: 34 x 34 x 2.5 cm
  - Max. Tragkraft: 250 kg
- Inkl. 1 × 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: M40547**

Pharmacode: 7738660

Garantie: 3 Jahre

# Personenwaagen



## Rossmax Personenwaage Kids WB100

- Leicht lesbares LCD-Display
- 4-Sensoren Technologie
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Max. Tragkraft: 180 kg
- Inkl. 3 × 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: GE040510**  
Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Personenwaage Shark WB102

- Leicht lesbares LCD-Display
- 4-Sensoren Technologie
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Max. Tragkraft: 180 kg
- Inkl. 1 × 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: GE040512**  
Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Personenwaage African WB103

- Leicht lesbares LCD-Display
- 4-Sensoren Technologie
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Max. Tragkraft: 180 kg
- Inkl. 1 × 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: GE040513**  
Garantie: 2 Jahre



# Massagesitzauflagen



## Medisana Vibrations-Massagesitzauflage MCH

- Massagezonen in Rückenbereich und Sitzfläche
- 3 Massageintensitäten wählbar
- 5 Massageprogramme wählbar
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- 5 Vibrationsmotoren
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktische Kabel-Fernbedienung
- Pflegeleichtes Material
- Besonders handlich und einfach zu verstauen
- Ideal auch für Anwendung im Büro oder Auto
- Leistung: 9,6 Watt
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Autoadapter

**Artikel Nr.: M88935**  
Pharmacode: 7502874  
Garantie: 3 Jahre



## Promed Shiatsu-Massagesitzauflage MSA 900

- 3 Massagezonen in Rückenbereich
- Gezielte, intensive High-Definition-Massagewirkung für entspanntes Wohlbefinden
- Extra zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Pflegeleichtes, strapazierfähiges Material
- Individuell einstellbare Höhe der Nackenmassage
- Separate Vibrationsmassage in der Sitzfläche mit 3 wählbaren Intensitätsstufen
- Ergonomische Passform der Massagesitzauflage
- Waschbarer, abnehmbarer Nackenbezug
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 622010**  
Pharmacode: 7738640  
Garantie: 2 Jahre



## Ecomed Vibrations-Massagesitzauflage MC 85E

- 3 Massagezonen in Rückenbereich und Sitzfläche
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Angenehme Vibrationsmassage mit zwei wählbaren Intensitätsstufen
- Praktische Gummibänder zum Befestigen an der Stuhllehne
- Einfache, kabellose Bedienung durch integriertes Bedienfeld
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Modernes Design, pflegeleichtes Material
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Autoadapter, Netzadapter

**Artikel Nr.: M23300**  
Pharmacode: 7738641  
Garantie: 2 Jahre





# Massagegeräte



## Promed Handmassagegerät ITM Pro

- Kraftvolle Klopfmassage
- Zuschaltbare Rotlicht- & Wärmefunktion
- Stufenlose Regelung der Massageintensität
- Inkl. 4 Massageaufsätze
- Einfache Anwendung durch ergonomische Form
- Rutschfester Griff
- Extra langes Kabel
- Leistung: 28 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 621010**  
Pharmacode: 7738642  
Garantie: 5 Jahre



## Ecomed Shiatsu-Massagekissen MC 81E

- Wohltuende Shiatsu-Massage für Nacken, Rücken, Beine und Schulter
- Wärmefunktion
- 4 rotierende Massageköpfe
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug
- Kabellänge: ca. 175 cm
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Netzadapter 12 W

**Artikel Nr.: M23312**  
Pharmacode: 7501797  
Garantie: 2 Jahre

# Fuss-Massagegeräte



## Medisana Fussmassagegerät FM 888

- Shiatsu-Massage der Fusssohlen und Fersen
- Zwei verschiedene Massagearten wählbar
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Komfortable Grösse (geeignet bis Schuhgrösse 46)
- 2 Intensitätsstufen der Kompressionsmassage wählbar
- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füsse
- Abnehmbares, waschbares Innenfutter
- Pflegeleichtes Material
- Leistung: 50 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M88398**  
Pharmacode: 7502615  
Garantie: 3 Jahre



# Anti-Mücken



## **Babyfriend Anti-Mücken-Ultraschallgerät**

- Verbreitet Ultraschallwellen in einem weiten Bereich, der für den Menschen nicht hörbar ist
- tötet die Mücken nicht, sondern betäubt sie, sodass sie nicht stechen können
- Mit grünem Nachtlicht
- Geringer Verbrauch
- Arbeitsfrequenz: 22-28 Khz
- Leistung: 5Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: T02100**  
Pharmacode: 1109997  
Garantie: 1 Jahr



## **Familyfriend Anti-Mücken-Ultraschallgerät**

- Verbreitet Ultraschallwellen in einem weiten Bereich, der für den Menschen nicht hörbar ist
- tötet die Mücken nicht, sondern betäubt sie, sodass sie nicht stechen können
- Geringer Verbrauch
- Arbeitsfrequenz: 22-28 Khz
- Leistung: 5Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: T02010**  
Pharmacode: 1109996  
Garantie: 1 Jahr

# Anti-Mücken



## Zanza-Click Mückenklicker

- Soforthilfe bei Insektenstichen
- Durch eingebauten Piezo-Kristall wird ein Spannungsimpuls erzeugt
- Frei von chemischen Stoffen
- Klein, leicht und gut zum Mitnehmen
- Klinisch getestet
- Schnelle Linderung bei Mücken- und Insektenstichen, Beruhigt die Haut auch nach Kontakt mit Brennnesseln und Quallen
- Nicht anwenden bei Tragen von Herzschrittmachern, bei Herzerkrankungen und Epilepsie sowie bei Frauen in der Schwangerschaft und Kindern unter 6 Monaten.

**Artikel Nr.: T06010**

Pharmacode: 6567423



## My Band – Anti-Mücken Armband

- Silikon-Armband
- Mit natürlichem Citronella-Öl
- Wasserdicht
- Im Lieferumfang sind 2 Bänder enthalten, eines ist verstellbar
- Wirkt BIS ZU 2 WOCHEN (unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Verwendung von 3 - 4 Stunden pro Tag)

**Artikel Nr.: T02010**

Pharmacode: 1109998

# Lichttherapie



## Medisana Tageslichtlampe LT 460

- Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Ideal für zu Hause oder unterwegs
- Gleichmässige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- 2 Lichtintensitäten wählbar
- Lichtintensität: bis 10.000 Lux
- Komfortable Ein-Knopf Bedienung
- Horizontal und vertikal aufstellbar
- Leuchtfläche: 31 × 45 cm
- Netzbetrieb
- Leistung: 72 Watt
- Kabellänge: ca. 1,5 m

**Artikel Nr.: M45220**

Pharmacode: 7502064

Garantie: 3 Jahre



## Medisana Tageslichtlampe LT 500

- 2 Lichtintensitäten wählbar
- Komfortable Zwei-Knopf Bedienung
- Lichtintensität: bis zu 10.000 Lux
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 4 Farben
- Langlebige, energiesparende LED-Beleuchtung
- Energiespendendes Tageslicht zur Steigerung des Energiehaushalts und zur Verminderung von Symptomen der Winterdepression
- Gleichmässige Lichtverteilung durch LED-Technologie
- Zertifiziertes Medizinprodukt (Zertifiziert nach MDD Medizinprodukterichtlinie)
- Besonders leise

**Artikel Nr.: M45226**

Pharmacode: 7752730

Garantie: 3 Jahre



# Luftbefeuchter



## Medisana Luftbefeuchter AH 660

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Inklusive Reinigungsbürste
- Für Räume bis ca. 30 m<sup>2</sup>
- Wassertank 4.5 l
- Laufzeit: ca. 15 Std.
- Vernebelungsleistung: max. 300 ml/h
- Leistung: 30 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M60067**  
Pharmacode: 6560160  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Luftbefeuchter AH 670

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Zuschaltbare LED-Beleuchtung
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Aromafach zum Einsatz von Duftölen
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- 2 Vernebelungs-intensitäten wählbar
- Smarte Steuerung durch Fernbedienung
- Zwei 360° verstellbare Auslässe
- Timer-Funktion 1/2/4 Stunden
- Für Räume bis ca. 30 m<sup>2</sup>
- Wassertank 1.800 ml
- Laufzeit: ca. 9 Stunden
- Vernebelungsleistung: max. 200 ml/h
- Leistung: 35 Watt
- Netzbetrieb
- Inkl. Wasserfilter, Art. Nr.: 60057

### Zubehör auch separat erhältlich

**Artikel Nr.: M60054**  
Pharmacode: 7738656  
Garantie: 3 Jahre  
Aromen siehe Seite 34/35

# Luftbefeuchter / Aromadiffusor



## AirFree ORB Plus Luftbefeuchter mit 6-fach LED-Farbwechsel

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Inklusive Reinigungsbürste
- Für Räume bis ca. 20 m<sup>2</sup>
- Wassertank 1250 ml oder handelsübliche Trinkflasche max. 600 ml
- Laufzeit: max. 25 Std.
- 4 Nebelstufen, 50, 75, 100, und 150 ml/h
- Leistung: 18 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M60067**  
Pharmacode: 7805187  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Aroma Diffusor AL 305 mit 5-fach LED-Farbwechsel

- Aroma-Diffusor für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- 300 ml Wassertank
- Laufzeit: ca. 5 - 9 Std.
- Leistung: 12 Watt
- Inkl. Nachfüllbehälter, Netzadapter

**Artikel Nr.: 651010**  
Pharmacode: 7738659  
Garantie: 2 Jahre  
Aromen siehe Seite 34/35



## Promed Aroma Diffusor AL 1300 WS mit 7-fach LED-Farbwechsel

- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Sehr grosser Wassertank XXL: 1,3 Liter
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geeignet für alle mittleren und grossen Räume
- geeignet für Praxen, Büros und Privat
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Laufzeit ca. 10 - 14 Stunden
- Leistung: 12 Watt
- Inkl. Netzadapter

**Artikel Nr.: 651025**  
Pharmacode: 7738658  
Garantie: 2 Jahre  
Aromen siehe Seite 34/35



# Aromaöle

Unsere Aromaöle werden in Deutschland hergestellt – aus besten Naturprodukten, verarbeitet zu 100% ätherischem Öl – verbreiten einen angenehmen sinnlichen Duft. Lassen Sie sich verführen. Ca. 10 Tropfen der Essenz in den mit 1,3 Liter gefüllten Wassertank.

Der Flascheninhalt beträgt 10 ml. Geeignet sind die Duftöle für **Duftlampen/Aromadiffusor**, z.B.: AL 305, AL 1300 WS, AH661, AH 670

**Aromaöl Relax**  
Art. Nr.: 262010



**Aromaöl Be Happy**  
Art. Nr.: 262011



**Aromaöl Lavendel**  
Art. Nr.: 262012



**Aromaöl Lemongras**  
Art. Nr.: 262013



**Aromaöl Orange**  
Art. Nr.: 262015



**Aromaöl, Zimt**  
Art. Nr.: 262017



**Aromaöl Eukalyptus**  
Art. Nr.: 262018



# Aromaöle

**Aromaöl Zimt-Orange**  
Art. Nr.: 262019



**Aromaöl Zitrone**  
Art. Nr.: 262020



**Aromaöl Pfirsich**  
Art. Nr.: 262021



**Aromaöl Apfel-Zimt**  
Art. Nr.: 262022



**Aromaöl Wildkirsche**  
Art. Nr.: 262023



**Aromaöl Vanille**  
Art. Nr.: 262024



**Aromaöl Rose**  
Art. Nr.: 262025



**Aromaöl Grapefruit**  
Art. Nr.: 262027



**Aromaöl Limette**  
Art. Nr.: 262028



# Beautycare



# Mani/Pediküre



## Promed Maniküre-/Pediküreset Pedisenso Duo

- Verletzungsfreies Arbeiten dank „Diabetiker-Sicherheitsspannzange“
  - Sicherheitsstopp bei zu starkem Druck
  - Bewährte kraftvolle Technik mit Planetengetriebe (Hornhautentfernung)
  - Drehzahl stufenlos bis 4.000 U/min
  - In praktische Aufbewahrungstasche
  - Netzbetrieb
- Inkl. 44 Zubehörteilen  
1x Steinschleifer, Zylinder, Art. Nr.: 198530  
1x Steinschleifer, Standard, Art. Nr.: 198535  
1x Diamant-Bit, Spitzkegel gerundet  
Art. Nr.: 198542  
1x Saphir-Bit, spitz, Art. Nr.: 198030  
1x Diamant-Bit, kleiner Spitzkegel  
Art. Nr.: 198543  
1x Diamant-Bit, Zylinder, Art. Nr.: 198541  
1x Hornhaut-Dränagenschleifer, grob  
Art. Nr. 190063  
1x Schleifkegel, Saphir Art. Nr.: 190021  
1x Schleifscheibe, Saphir, Art. Nr.: 190011  
1x Polierkegel, Filz Art. Nr.: 190041  
1x Schleif-Mandrel, Kunststoff, Art. Nr.:198564  
30x Schleifbänder mittel Art. Nr. 198562  
1x Reinigungsbürste, Nylon, Art. Nr.: 198920  
1x Spannzangenadapter, gelb (mit Sicherheitsstopp) Art. Nr.: 190052  
1x Spannzangenaufsatz (Normalgebrauch) Art. Nr.: 190051
- Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: 133110**  
Pharmacode: 7735812  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Maniküre-/Pediküreset Emotion

- Für einfache und sichere Pflege von Nägeln und Problemzonen wie verhornten Hautpartien
  - Sicherheitsstopp bei zu starkem Druck
  - Mit praktischer Beleuchtung
  - Rechts-/Linkslauf
  - Drehzahl stufenlos bis 12.000 U/min
  - Netzbetrieb
- Inkl. 41 Zubehörteilen  
1x Steinschleifer, Zylinder, Art. Nr.: 198530  
1x Steinschleifer, Standard, Art. Nr.: 198535  
1x Schleifkegel, Saphir Art. Nr.: 190021  
1x Saphir-Bit, spitz Art. Nr.: 198030  
1x Saphir-Bit, rund Art. Nr.: 198031  
1x Hornhaut-Dränagenschleifer, grob  
Art. Nr.: 190063  
1x Diamant-Bit, Zylinder, Art. Nr.: 198541  
1x Schleifscheibe, Saphir, Art. Nr.: 190011  
1x Polierkegel, Filz, Art. Nr.: 190041  
1x Softpolierer, Textil Art. Nr.: 198571  
1x Schleif-Mandrel, Kunststoff, Art. Nr.:198564  
30x Schleifbänder mittel, Art. Nr.: 198562  
1x Reinigungsbürste Nylon, Art. Nr.: 198920
- Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: 100030**  
Pharmacode: 6835585  
Garantie: 2 Jahre

# Mani/Pediküre / Kosmetikspiegel



**Medisana Maniküre-/Pediküreset  
MP 815**

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
  - 2 Geschwindigkeitsstufen
  - Links-/Rechtslauf
  - Einfache Anwendung,
  - In praktischer Aufbewahrungstasche
  - Drainagen Schleifer
  - Hochwertige und langlebige Aufsätze
  - Kabellänge 1.5 m
  - Netzbetrieb
- Inkl. 7 Zubehörteile  
Saphirkegel, Art. Nr.: M85003  
Filzkegel, Art. Nr.: M85001  
Saphirscheibe (grob), Art. Nr.: M85010  
Saphirscheibe (fein), Art. Nr.: M85004  
Zylinderfräser, Art. Nr.: M85009  
Flammenfräser, Art. Nr.: M85011  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: M85153**

Pharmacode: 7502495

Garantie: 3 Jahre



**Medisana 2 in 1 Kosmetikspiegel  
CM 840**

- Gleichmässige Ringbeleuchtung  
18 weisse LEDs
  - 2 drehbare Spiegelflächen: normal  
und 5-fach-vergrössert
  - Spiegelfläche: ca. 13 cm  
Durchmesser
  - Hochwertig verchromt
  - Stabiler Standfuss
- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: M88550**

Pharmacode: 7738623

Garantie: 3 Jahre



# Hornhautentferner/Gesichtsbürste



## Medisana Elektrischer Hornhautentferner CR 860

- Sanfte und effektive Entfernung von überschüssiger Hornhaut
- Zur Glättung von Händen, Füßen und Ellbogen
- Anwendbar auf trockener Haut
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Inkl. Reinigungspinsel, Schutzkappe, 2 x 1,5V AA Batterien und 2 abnehmbare Aufsätze  
Feine und grobe Schleifrolle  
Art. Nr.: M88572  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: M88570**  
Pharmacode: 7502696  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Gesichtsbürste FB 880

- Gesichtsbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung
- Befreit die Haut von abgestorbenen Hautschuppen
- Sanfte Vibration regt die Durchblutung der Gesichtshaut an und fördert die Aufnahme von Pflegeprodukten
- Reinigt die Haut in 60 Sekunden (Timer)
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- Spritzwassergeschützt
- Inkl. Schutzkappe, Aufbewahrungsbeutel, 2 x 1,5V AA Batterien, 3 Reinigungsaufsätzen (Empfindliche & normale Haut, Peeling) Art. Nr.: M88561  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: M88560**  
Pharmacode: 7103950  
Garantie: 3 Jahre





# Gesichtssauna



## Medisana Gesichtssauna FSS

- Öffnet die Poren, reinigt die Haut und entspannt die Gesichtszüge unter feuchter Wärmeeinwirkung
- Zusätzlicher Aufsatz für wohltuende Aromaanwendungen
- Einfache Reinigung und Handhabung
- Zur kosmetischen Anwendung
- Diffusor für gleichmässige Dampfverteilung
- Zusätzlicher Aufsatz für die Nase
- Hochwertiges Heizelement
- Kontrollleuchte
- Messbecher für leichte Befüllung
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M88245**

Pharmacode: 4884651

Garantie: 3 Jahre



# Fusssprudelbad



## Promed Fusssprudelbad FB 100

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage inkl. Rotlichtfeld
- Massagerollen und spezielles Fussbett für Fussreflexzonen-Massage
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Trockenmassage-Funktion
- Rutschfeste Gummifüsse
- Komfortable Grösse (geeignet bis Schuhgrösse 46)
- Netzbetrieb
  
- Inkl. 3 wechselbare Pediküre Aufsätze: Massageaufsatz, Hornhautentferner, Bürste

### Artikel Nr.: 631010

Pharmacode: 7738645

Garantie: 2 Jahre





# Babycare



## Rossmax WE300 Qutie-Babywaage

- Leicht lesbares Display
- Halte- und Tara-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Überlastungsanzeige
- Einheit umschaltbar: kg / lb / oz
- Maximale Kapazität: 20kg
- Staffelung: 5g
- Minimale Kapazität: 100g
  
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterie

**Artikel Nr. GE040530**

Pharmacode: 7742312

Garantie: 2 Jahre



## Rossmax NI60 Qutie - Super Mini-Kolbenvernebler

- Geräuscharme Minipumpentechnologie
- Ideal für Kinder
- MMAD  $\leq 2,6 \mu\text{m}$ ;
- Feinpartikeldosis (FPD): 75-80%
- Konstante Feinpartikelgrösse für eine effiziente Atembehandlung
- Sehr kompakt (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Patentiertes Ventil, einstellbarer Zerstäuber
  
- Inkl. Mundstück und Maske für Erwachsene und Kinder, 12-V-Adapter

**Artikel Nr. GE021000**

Pharmacode: 7742313

Garantie: 3 Jahre

**Änderungen vorbehalten**

**Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen**

**MEDICARE AG**

Hauptstrasse 51

5024 Küttigen

Tel: +41 44 482 482 6

Fax: + 41 44 482 74 88

[info@medicareag.ch](mailto:info@medicareag.ch)

[Web: www.medicareag.ch](http://www.medicareag.ch)

**Katalog 2024**