

CARDIOLINE

Walk200b

Allgemeine Informationen

Produktname	Walk200b
Allgemeiner Name	Walk200b
Produktcode	87018307
Hersteller	<p>Cardioline Spa</p> <p>Rechtssitz und Produktionsstandort: Via Linz, 151 38121 Trient Italien</p> <p>Geschäftssitz: Via F.lli Bronzetti, 8 20129 Milano Italien</p>
Produktbeschreibung	<p>Walk200b ist ein Aufnahmegerät zur Blutdrucküberwachung über 24 Stunden. Walk200b ist mit der Auslese- und Analysesoftware CARDIOLINE® Cubeabpm kompatibel, für die auf die entsprechenden Unterlagen verwiesen wird.</p> <p>Walk200b ist ein Aufzeichnungsgerät, das einfach zu benutzen, leicht und kompakt ist, um den Patienten möglichst hohen Komfort zu bieten.</p> <p>Insbesondere zeichnet sich Walk200b durch die folgenden Merkmale aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD-Display zur Anzeige der gemessenen Werte und der Servicemeldungen, via Software deaktivierbare Funktionen; ▪ Erweiterte Konnektivität zum PC, die auf Bluetooth-Technologie basiert oder USB (optional, erfordert Datenübertragungskabel); ▪ selbstanpassender Algorithmus zur Kontrolle des Manschettendrucks ▪ Funktion Ereignismarkierung und Funktion Beginn/Ende der Wach- und Schlafphasen; ▪ geringe Abmessungen und Geräuschlosigkeit der Pumpe.

Technische Spezifikationen

Erfassung

Methode	Oszillometrisch
Intervall Druckwerte	<p>Systolisch 60 bis 290 mmHg</p> <p>Diastolisch 30 bis 195 mmHg</p>
Genauigkeit	± 3 mmHg im angegebenen Bereich
Intervall statischer Druck	0 bis 300 mmHg
Frequenzintervall	30 - 240 Schläge pro Minute
Messintervall	0,1,2,4,5,6,12 oder 30 Messungen pro Stunde
Messprotokoll	2 änderbare Intervallgruppen
Speicherkapazität	300 Messungen
Datenübertragung	<p>- Bluetooth (Klasse 1 / 100 m)</p> <p>- USB (optional)</p>
Kompatible Vorrichtungen	Cardioline Cubabpm (Version 1.4.5 oder höher aus Gründen der Kompatibilität mit der USB-Option),