

# Homecare by **MEDICARE AG**



**Medical**

**Wellbeing**

**Beautycare**

**Babycare**

# Inhalt

<b>Medical</b> .....	<b>2</b>
1 Kanal EKG .....	3
Oberarm-Blutdruckmessgeräte.....	4
Pulsoximeter.....	7
Pulsoximeter.....	8
Fieberthermometer.....	9
Fieberthermometer/Läusekamm .....	11
TENS-/ EMS-Geräte .....	14
Intimdusche.....	15
<b>Wellbeing</b> .....	<b>16</b>
Heizkissen.....	17
Mechanischewaagen.....	23
Massagesitzauflagen .....	26
Massagegeräte .....	27
Fuss-Massagegeräte .....	28
Luftbefeuchter / Aromadiffusor .....	30
Aromaöle.....	31
<b>Beautycare</b> .....	<b>33</b>
Mani/Pediküre.....	34
Pinzette / Kosmetikspiegel.....	35
Hornhautentferner .....	36
Gesichtsreinigungsbürste .....	37
Gesichtssauna.....	38
Fussprudelbad.....	39
<b>Babycare</b> .....	<b>40</b>

# Medical




# 1 Kanal EKG



## MIR Cardionica 1 Kanal EKG

- Zur Erkennung von Vorhofflimmern/ Arrhythmie-Anzeige
- Zeichnet 1-Minütige EKGs auf
- Geeignet für Menschen mit einer Vorgeschichte von Vorhofflimmern, mit Symptomen wie Herzklopfen und Tachykardie, sowie Sportler
- Übertragung an Cardionica Heart Check App via BT (Kompatibel mit Android ab Version 5 & iOS ab Version 9)
- Ausdruck und PDF erstellen direkt aus der App möglich
- Batteriedauer > 500 Anwendungen
- Inkl. 1x CR2032 Batterie und Wiederverwendbare Elektrode  
Art. Nr.: 91002  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: 91200000**  
Pharmacode: 7834229  
Garantie: 1 Jahre



# Oberarm-Blutdruckmessgeräte



## Rossmax Oberarm-Blutdruckmessgerät X3

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Arrhythmie-Anzeige
- 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Gast Modus
- Bewegungs- /Manschettenerkennung
- XL Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Indikator für unregelmässigen Herzschlag (IHB)
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Automatischer One-touch Betrieb
- Praktische Manschettenhalterung
- Netzadapter-Buchse

- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, Latexfreie patentierte konische Universal-Manschette (24 – 40 cm)

**Zubehör auch separat erhältlich**

- **Optional:**
  - Netzadapter, PC Link,
  - Kinder Manschette (S: 18 cm - 26 cm)  
Art. Nr.: SV340026
  - Manschette S ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020038
  - Manschette M (24 cm - 36 cm)  
Art. Nr.: SV340022
  - Manschette M ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020033
  - Manschette L (34 cm - 46 cm)  
Art. Nr.: SV340024
  - Manschette L ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020035

**Artikel Nr.: KG020610**

Pharmacode: 7735791

Garantie: 5 Jahre

# Oberarm-Blutdruckmessgeräte



## Rossmax Oberarm-Blutdruckmessgerät Z1

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Arrhythmie-Anzeige
- 90 Speicherplätze
- Bewegungs- /Manschettenerkennung
- XL Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Automatischer One-touch Betrieb
- Praktische Manschettenhalterung

- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien,  
Latexfreie patentierte konische Universal-  
Manschette (24 – 40 cm)

**Zubehör auch separat erhältlich**

- **Optional:**  
PC Link,  
Kinder Manschette (S: 18 cm - 26 cm)  
Art. Nr.: SV340026  
Manschette S ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020038  
Manschette M (24 cm - 36 cm)  
Art. Nr.: SV340022  
Manschette M ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020033  
Manschette L (34 cm - 46 cm)  
Art. Nr.: SV340024  
Manschette L ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020035

**Artikel Nr.: KG020615**

Pharmacode: 1098285

Garantie: 5 Jahre



## Rossmax Oberarm-Blutdruckmessgerät Z5

- Präzise Blutdruckmessung am Oberarm
- Arrhythmie-Anzeige
- 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Gast Modus
- Bewegungs- /Manschettenerkennung
- XL Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls,  
Datum, Uhrzeit
- Erkennung von vorzeitigen Kontraktionen
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Mittelwert von 7 Tagen
- Bluetooth Verbindung zu Smartphone
- USB Verbindung zum PC
- Netzadapter-Buchse

- Inkl. 4 x 1.5V AAA Batterien,  
Latexfreie patentierte konische Universal-  
Manschette (24 - 40 cm) und USB-Kabel  
**Zubehör auch separat erhältlich**

- **Optional:**  
Netzadapter,  
Kinder Manschette (S: 18 cm - 26 cm)  
Art. Nr.: SV340026  
Manschette S ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020038  
Manschette M (24 cm - 36 cm)  
Art. Nr.: SV340022  
Manschette M ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020033  
Manschette L (34 cm - 46 cm)  
Art. Nr.: SV340024  
Manschette L ohne Bügel  
Art. Nr.: KG020035

**Artikel Nr.: KG020700**

Pharmacode: 1098286

Garantie: 5 Jahre

# Handgelenk-Blutdruckmessgeräte



## Promed Handgelenk-Blutdruckmessgerät HGP 30

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Arrhythmie-Anzeige
- Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Besonders grosses, leicht ablesbares Display
- Einstufung der Messwerte nach WHO
- Handgelenkmanschette 12,5 - 21,5 cm
  
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: 412020**

Pharmacode: 7738627

Garantie: 3 Jahre



## Rossmax "XL" Deluxe Handgelenk-Blutdruckmessgerät BQ 705

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Smart Sense Technologie
- 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
- XL-Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Hypertonie-Risikoanzeige
- Indikator für unregelmässigen Herzschlag (IHB)
- Bewegungserkennung
- Mittelwert der letzten drei Messungen
- Gast Modus
  
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: KG020405**

Pharmacode: 7743804

Garantie: 5 Jahre



# Pulsoximeter



## GIMA Pulsoximeter OXY 4

- Innovative  
4-Richtungsanzeige
- Messbereich  
SpO2 35 - 99%,  
Pulsrate 30 - 240 bpm
- Automatisches Ein- / Ausschalten
- Visueller und  
akustischer Alarm
- 30 Stunden Betriebszeit
- Schutz gegen Wassereinbruch, Stossfest
  
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Blau: Artikel Nr.: 35091**  
Pharmacode: 7772718

**Orange: Artikel Nr.: 35092**  
Pharmacode: 7735809

Garantie: 1 Jahr



## Rossmax Finger-Pulsoximeter SB 100

- Grosses LED Display  
für einfaches Ablesen
- Abschirmungsdesign  
gegen Umgebungslicht
- Biokompatibilitäts-Schutz
- One-touch EIN/AUS Taste
- Trageband angebracht
- Ideal für Sauerstoff-Therapie Beurteilungen &  
Schlaf Apnoe Überwachung
  
- Inkl. 2 x 1.5 V AAA Batterien

**Artikel Nr.: GE020405**  
Pharmacode: 7735794  
Garantie: 2 Jahre



# Pulsoximeter



## Medisana Fingertip Pulsoximeter PM 100

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
  - Messwertdarstellung auf OLED-Display
  - Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
  - Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs
  - Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
  - 6 unterschiedliche Darstellungen
  - Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
  - Batteriestandsanzeige
- 
- Inkl. Trageband und 2 x 1.5 V AAA Batterien

**Artikel Nr.: M79455**  
Pharmacode: 7502360  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Fingertip Pulsoximeter PM 100 connect

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2%) und der Herzfrequenz (Puls)
  - Datenübertragung mit Bluetooth® Smart (4.0) an die VitaDock+ App für iOS und Android\*
  - Messwertdarstellung auf OLED-Display
  - Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
  - Einfache „One Touch“-Bedienung – ideal auch für unterwegs
  - Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
  - 6 unterschiedliche Darstellungen
  - Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
  - Batteriestandsanzeige
- 
- Inkl. Trageband und 2 x 1.5 V AAA Batterien

**Artikel Nr.: M79456**  
Pharmacode: 7782429  
Garantie: 3 Jahre

# Fieberthermometer



## Rossmax Flexibles Digitales Thermometer TG 380

- Messergebnis in 10 Sekunden
  - Akustisches Signal bei Messbereitschaft
  - Fieberalarm
  - Automatische Abschaltung
  - °C / °F umschaltbar
  - Messbereich: Körper:  
32-42.9°C
  - Anzeige bei schwacher Batterie
  - Flexible Messspitze
  - Wasserdicht
  - Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
- 
- Inkl. 1 x 1.5 V Typ SR41 oder LR41  
Batterien

**Artikel Nr.: KG050210**

Pharmacode:7735797

Garantie: 5 Jahre




# Fieberthermometer



## Rossmax Kontaktloses Thermometer HA 500

- Messergebnis in 1 Sekunde
- Fieberalarm
- Automatische Abschaltung
- °C / °F umschaltbar
- Temperaturmessung bis auf eine Distanz von 5cm
- Messbereich:  
Körper: 15-40°C  
Objekt: 10-40°C
- Anzeige bei schwacher Batterie
- 9 Speicherplätze
- Hintergrundbeleuchtung
- Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
  
- Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: KG050103**  
Pharmacode: 7735800  
Garantie: 5 Jahre



## Rossmax Infrarot Ohrthermometer RA 600

- Messergebnis in 1 Sekunde oder permanenter Ohr-Scan-Modus
- Fieberalarm
- Automatische Abschaltung
- °C / °F umschaltbar
- Messbereich: Körper: 10-40°C
- Anzeige bei schwacher Batterie
- 9 Speicherplätze
- Hintergrundbeleuchtung
- Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
- PLUG & SECURE Sonden-Schutzhülle
  
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterien und 5 Stk. Sonden-Schutzhülle
  
- **Optional:**  
Sonden-Schutzhülle 10 Stk.  
Art. Nr.: KG050117  
Pharmacode: 7735799  
  
Sonden-Schutzhülle 500 Stk.  
Art. Nr.: KG050119

**Artikel Nr.: KG050115**  
Pharmacode: 7735798  
Garantie: 5 Jahre



# Fieberthermometer/Läusekamm



## Rossmax Kontaktloses Thermometer HC 700

- Messergebnis in 1 Sekunde
  - Fieberalarm
  - Automatische Abschaltung
  - °C / °F umschaltbar
  - Temperaturmessung bis auf eine Distanz von 10cm
  - Messbereich:  
Körper: 34-42.2°C  
Objekt: 0-42.2°C
  - Anzeige bei schwacher Batterie
  - 9 Speicherplätze
  - Selbstdiagnose bei Fehlfunktion
  - Hintergrundbeleuchtung
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: KG050110**

Pharmacode: 7735801

Garantie: 5 Jahre



## Medisana Elektrischer Läusekamm LC 860

- Einfaches Kämmen befreit von Kopfläusen und Nissen und Entfernung der Läuse
- Ohne Nebenwirkungen, da kein Einsatz von chemischen Mitteln
- Auch für Hunde und Katzen geeignet
- Bei Kontakt mit Zinken des Kamms werden die Läuse durch einen Elektrischen impuls abgetötet
- Inkl. 3 x 1,5V AA Batterien

**Artikel Nr.:M41017**

Garantie: 3 Jahre

Pharmacode: 1411942



# Inhalatoren



## Rossmax NI60 Qutie - Super Mini-Kolbenvernebler

- Geräuscharme Minipumpentechnologie
- Ideal für Kinder
- MMAD  $\leq 2,6 \mu\text{m}$ ;
- Feinpartikeldosis (FPD): 75-80%
- Konstante Feinpartikelgrösse für eine effiziente Atembehandlung
- Sehr kompakt (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Patentiertes Ventil, einstellbarer Zerstäuber
  
- Inkl. Mundstück und Maske für Erwachsene und Kinder, 12-V-Adapter

**Artikel Nr. GE021000**  
Pharmacode: 7742313  
Garantie: 3 Jahre



## Rossmax Inhalator NH 60

- Valve Adjustable Technologie (VAT) Kontrollierbare Verneblungsrate bei gleichbleibender Partikelgrösse
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege z.B. Asthma oder Erkältungen
- Klein und handlich (tragbar) ideal für unterwegs
- Geräuscharme Vernebelung
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Füllvolumen: max. 5 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,08-0,20 \text{ ml/min}$
- Partikelgrösse:  $> 75-80\% \leq 2,6 \mu\text{m}$
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Mundstück, Behälter und Masken für Erwachsene und Kinder, 12V Adapter  
**Zubehör auch separat erhältlich**
  
- **Optional:**  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020

**Artikel Nr.: GE021001**  
Pharmacode: 7735804  
**Garantie: 2 Jahre**



# Inhalatoren



## Rossmax Hochleistungs-Inhalations-Gerät mit Kolbenkompressor NB 500

- Vernebelung mit Kolbenkompressor-Ventiltechnologie
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege z.B. Asthma oder Erkältungen
- Feinentlüftung garantiert den Hochleistungseinsatz
- Geräuscharmes Design mit Schall- und Vibrationsdämpfern
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Integrierter Vernebler Halter
- Füllvolumen: max. 5 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,15-0,50$  ml/min
- Partikelgröße:  $> 80-85\% \leq 2.2 \mu\text{m}$
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Mundstück, Behälter, Masken für Erwachsene und Kinder  
**Zubehör auch separat erhältlich**
  
- **Optional:**  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020

**Artikel Nr.: GE021010**  
Pharmacode: 7735806  
Garantie: 3 Jahre



## Rossmax Inhalationsgerät 3in1 Vernebler Set NK 1000

Inhalator/Nasenspüler/Absauger

- **1. Inhalation:** Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege z.B. Asthma oder Erkältungen
- Geräuscharmes Design mit Schall- und Vibrationsdämpfern
- Patentierte Zerstäuber Flasche mit regulierbarem Ventil
- Vernebelung mit Kolbenkompressor-Ventiltechnologie
- Füllvolumen: max. 20 ml  
Vernebelung:  $\leq 0,10-0,30$  ml/min
- Partikelgröße:  $> 80-85\% \leq 2.5 \mu\text{m}$
  
- **2. Nasen Spüler:** Spült die Nasenhöhle und den Nasenrachenraum, befreit von Sekreten, Schleim und schädlichen Substanzen und mildert allergische Symptome
  
- **3. Nasen Absauggerät:** Entfernt den Schleim und reduziert das Risiko von Atemwegsinfektionen
  
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Luftfilter, Nasen Spüler, Nasen Absauggerät, Adapter, Masken für Erwachsene, Art. Nr.: GE021025  
Maske für Kinder, Art. Nr.: GE021027  
Vernebler-Set Art. Nr.: GE021020  
Mundstück Art. Nr.: GE021033  
**Zubehör auch separat erhältlich**
  
- **Optional:**  
Maske für Kinder 0-1 Jahr  
Art. Nr.: GE021029

**Artikel Nr.: GE021015**  
Garantie: 3 Jahre

# TENS-/ EMS-Geräte



## Promed Beckenboden-Trainer IT 6

- Behandlung und Vorbeugung von Blasenschwäche und Inkontinenz nach einer Geburt
- Trainieren der Schliessmuskeln zur Behandlung von Stress-/ Drang-/ Misch- und Stuhlinkontinenz
- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, Gebrauchsanleitung, Transportkoffer, Gürteltasche, 2 Elektrodenkabel  
Art. Nr.: 359014  
4 Gewebe-Elektroden (40 x 40 mm), Art. Nr.: 359170  
1 Vaginal-sonde  
Art. Nr.: 359130  
**Zubehör auch separat erhältlich**
- **Optional:**  
Analsonde Art. Nr.: 359131

**Artikel Nr.: 352430**  
Pharmacode: 7738634  
Garantie: 2 Jahre



## Promed TENS-/ EMS-Gerät EMT-6

- Zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen (z.B. beim Sport)
- 11 programmierte Programmen (5 TENS- und 6 EMS-Programme)
- Spezialfunktionen:  
1 Anwendungsspeicher, Uhrenfunktion im Standby-Modus, Intensitäts- und Einschaltenschutz.
- Inkl. 4 x 1.5 Typ AAA Batterien, praktischen Aufbewahrungskoffer, 4 Elektroden (40 x 40 mm)  
Art. Nr.: 359170,  
2 Elektrodenkabel, Gürtelklipp  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: 352420**  
Pharmacode: 5352672  
Garantie: 2 Jahre

# Intimduusche



## Promed Intimduusche Orchidee

- Ergonomische Form, mit einfacher Handhabung
- Aus rostfreiem Edelstahl
- 7 Düsen am Kopf des Stabes
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- Made in Germany
- Inkl. 2 x Leitungsdruckminderer und 1x Aufbewahrungsbox

**Artikel Nr.: 340010**

Garantie: 10 Jahre



# Wellbeing



# Heizkissen



**Medisana Heizkissen  
HP 405**

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Weiches, atmungsaktives Polsterkissen
- Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 30°C maschinenwaschbar
- Ergonomisches Bedienelement mit beidseitiger LED-Kontrollanzeige
- Grösse: 30 x 40 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61003**  
Pharmacode: 1000769  
Garantie: 3 Jahre



**Promed Kuschel-  
Heizkissen HKP 1.2H**

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Turbo Heat
- Bezug und Kissen dank abnehmbarem Schalter bei 40° C maschinenwaschbar
- Einfache Handhabung, ergonomischer Schalter
- Grösse: 40 x 30 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 450125**  
Pharmacode: 7738651  
Garantie: 2 Jahre



**Promed Kuschel-  
Heizkissen HKP 1.6 XL**

- 6 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Turbo Heat
- Flauschig weiches Obermaterial und anschmiegsamer Bezug
- Bezug Maschinenwaschbar bei 30° C
- Inkl. 2-seitigem Kissenbezug (auch ohne Bezug verwendbar)
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Grösse: 46 x 35 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 612015**  
Pharmacode: 7738652  
Garantie: 2 Jahre

# Heizkissen



## Promed Kuschel- Heizkissen HKP 1.8 XXL

- 6 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Einfache Handhabung, ergonomische Bedienung/Schalter
- Inklusive Body-Gummiklettband und Aufbewahrungstasche
- Flauschig weiches Obermaterial
- Waschbar bei 30 °C Schonwaschgang
- Grösse: 60 x 30 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 612020**  
Pharmacode: 1170408  
Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Heizkissen HP3040A

- 4 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Turbo Heat
- Weiches Obermaterial
- Plastifiziertes Kissen zur einfachen Reinigung und Desinfektion
- Bezug Maschinenwaschbar bei 30° C
- Gleichmässige Wärmeverteilung
- Schalter mit LED-Temperaturanzeige
- Grösse 30 x 40 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: GA061003**  
Pharmacode: 7735807  
Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Heizkissen HP4060A

- 4 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Turbo Heat
- Weiches Obermaterial
- Plastifiziertes Kissen zur einfachen Reinigung und Desinfektion
- Bezug Maschinenwaschbar bei 30° C
- Gleichmässige Wärmeverteilung
- Schalter mit LED-Temperaturanzeige
- Grösse 40 x 60 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: GA061006**  
Pharmacode: 7735808  
Garantie: 2 Jahre

# Heizkissen



## Promed Schulter- Nackenheizkissen NRP-2.0

- 6 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Besonders weiches Plüsch Fleece-Kissen
- Maschinenwaschbar bei 30° C
- Turbo Heat
- Perfekter Halt durch Schulter- und Nackengerechte Passform
- Grösse: 52 x 56 cm
- Material: 100% Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 614020**  
Pharmacode: 7849422  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Rücken- und Nackenheizkissen NRP 2.4

- 10 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Besonders weiches Plüsch Fleece-Kissen
- Maschinenwaschbar bei 40° C
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 min)
- Turbo Heat
- Perfekter Halt durch rücken- und nackengerechte Passform
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Grösse: 39 x 63 cm
- Material: 95 % Plüsch Fleece, 5 % Nylon
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 451120**  
Pharmacode: 7738648  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Rücken- und Nackenheizkissen NRP 5.4

- 4 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschig, weiches, angenehm tragbares Obermaterial
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Turbo Heat
- Heitzt bis in den Nackenbereich
- Einfache Handhabung, ergonomische Schalter
- Grösse: 60 x 90 cm
- Material: 100 % Polyester
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 614010**  
Pharmacode: 7738647  
Garantie: 2 Jahre

# Heizkissen



## Medisana Schulter-Nackenheizkissen HP 622

- 6 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Matrix-Sensorsystem für gleichmässige Wärmeverteilung
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Schulter und Nacken
- Turbo-Heat
- Praktisches Bedienelement
- Öko-Tex® Standard 100
- Grösse: 56 × 52 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61156**  
Pharmacode: 7767328  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Rücken- und Nackenheizkissen HP 460

- 3 Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach 90 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Maschinenwaschbar bei 40°C
- Ergonomische Form für angenehme Wärme an Rücken und Nacken
- Turbo-Heat
- Praktisches Bedienelement
- Öko-Tex® Standard 100
- Grösse: 58.5 x 38.5 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61012**  
Pharmacode: 7834231  
Garantie: 3 Jahre

# Heizkissen



## Promed Wärme-Heizgürtel HGP 1.7

- 10 Temperaturstufen
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Bei 40° C waschbar, dank abnehmbarem Schalter
- Ergonomische Bedienung/Schalter Perfekter Halt durch anpassungsfähiges Klettband
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (10 - 90 Min.)
- Variabler Tragekomfort: Um den Bauch oder schräg über den Rücken
- Praktisches Klettband für eine individuelle Fixierung des Kissens
- Grösse: 58 x 30 cm
- Material: 90% Plüsch Fleece, 10% Nylon
- Geeignet für einen Bauchumfang bis ca. 125 cm
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 450130**  
Pharmacode: 7738650  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Fusswärmer KFS 100

- 3 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 90 Minuten
- Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt (Turbo Heat)
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Herausnehmbares, flauschiges, weiches Innenfutter
- Besonders weicher, atmungsaktiver Kern
- Innenfutter maschinenwaschbar bei 30° C
- Ergonomisches Bedienelement mit beleuchteter LED-Kontrollanzeige
- Grösse: 30 x 30 x 23 cm
- Material: Microfaser (Fusswärmer) Flanell (Innenfutter)
- Grosser Fussraum (geeignet bis Schuhgrösse 46)
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 453010**  
Pharmacode: 7738653  
Garantie: 2 Jahre

# Wärmeunterbetten/Heizdecken



## Medisana Wärmeunterbett HU 662

- 6 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Angenehm weiches Obermaterial
- Maschinenwaschbar bei 30° C dank abnehmbarem Schalter
- Ergonomisches Bedienelement mit LED-Kontrollanzeige
- Turbo Heat
- 2 Wärmezonen für Körper und Füße
- Passend für Matratzen in den Grössen 200 x 90 – 100 cm
- Grösse: 150 x 80 cm
- Öko-Tex® Standard 100
- Leistung: 100 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M61220**  
Pharmacode: 7502302  
Garantie: 3 Jahre



## Promed Wärmeunterbett UBS 2.4

- 10 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Kuscheliges, atmungsaktives Material
- Maschinenwaschbar bei 40° C dank abnehmbarem Schalter
- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Stunden)
- Turbo Heat
- Angenehm sanfte und gleichmässig verteilte Wärme
- Grösse: 150 x 70 cm
- Material: 100 % Baumwolle (Oberseite) 100 % Polyester (Unterseite)
- Leistung: 120 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 452210**  
Pharmacode: 7738654  
Garantie: 2 Jahre



## Promed Heizdecken KHP 2.3 / KHP 2.3 Sherpa

- 10 Temperaturstufen
- Automatische Abschaltung nach gewählter Zeiteinstellung
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Flauschiges Obermaterial
- Maschinenwaschbar 40° C dank abnehmbarem Schalter
- Komfortables Bedienelement mit beleuchtetem LED-Display
- 9 verschieden einstellbare Zeiten (1 - 9 Stunden)
- Turbo Heat
- Angenehme Wärme auf der ganzen Fläche
- Grösse: 180 x 130 cm
- Material: 100 % Polyester Flanell
- Leistung: 150 Watt
- Netzbetrieb

**KHP-2.3:**  
**Artikel Nr.: 452110**  
Pharmacode: 7597745

**KHP-2.3 Sherpa:**  
**Artikel Nr.: 452120**  
Pharmacode: 7849423  
Garantie: 2 Jahre

# Mechanischewaagen



## **Medisana Mechanische Personenwaage PSD**

- Trendiges Retrodesign
- Batteriefreie, mechanische Funktionsweise
- Grosse analoge Vollsichtskala
- Rutschfeste Trittfläche
- Stabiles Metallgehäuse
- Gewicht der Waage: 3.6 kg
- Grösse: 42.5 x 28.5 x 8.5 cm
- Einteilung: 500g
- Maximale Tragkraft: 150 kg

**Artikel Nr.: M40461**

Pharmacode: 4882959

Garantie: 3 Jahre

# Personenwaagen



## Medisana Personenwaage PS 400

- Grosses, leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Trittpläche aus 6 mm Sicherheitsglas
- Besonders flaches Design
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „Step-on“-Einschaltung
- Abschaltautomatik
- Gewicht: 1.5 kg
- Grösse: 30 x 30 x 1.7 cm
- Max. Tragkraft: 150 kg
  
- Inkl. 1 x 3 V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: M40455**  
Pharmacode: 7501923  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Glas-Personenwaage PS 425

- Leicht lesbares LCD-Display
- Umschaltbar zwischen kg und lb
- Trittpläche aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Abschaltautomatik
- Sprachausgabe in 4 Sprachen: DE, GB, FR, ES
- Grösse: 31 x 31 x 2.4 cm
- Max. Tragkraft: 180 kg
  
- Inkl. 3 x 1,5V AAA-Batterien

**Artikel Nr.: M40448**  
Pharmacode: 7501917  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana XL-Personenwaage PS 470

- Extra grosses LCD-Display mit grossen Ziffern (71 mm hoch)
- Umschaltbar zwischen kg, lb und st
- Trittpläche aus Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
- 4 hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Abschaltautomatik
- Grösse: 34 x 34 x 2.5 cm
- Max. Tragkraft: 250 kg
  
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: M40547**  
Pharmacode: 7738660  
Garantie: 3 Jahre

# Personenwaagen




## Rossmax Personenwaage Kids WB100

- Leicht lesbares LCD-Display
- 4-Sensoren Technologie
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Max. Tragkraft: 180 kg
  
- Inkl. 3 × 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: GE040510**

Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Personenwaage Shark WB102

- Leicht lesbares LCD-Display
- 4-Sensoren Technologie
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Max. Tragkraft: 180 kg
  
- Inkl. 1 × 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: GE040512**

Garantie: 2 Jahre



## Rossmax Personenwaage African WB103

- Leicht lesbares LCD-Display
- 4-Sensoren Technologie
- Bequeme „Step-on“ Einschaltung
- Max. Tragkraft: 180 kg
  
- Inkl. 1 × 3V CR2032 Batterien

**Artikel Nr.: GE040513**

Garantie: 2 Jahre



# Massagesitzauflagen



## Promed Shiatsu-Massagesitzauflage MSA 900

- 3 Massagezonen in Rückenbereich
- Gezielte, intensive High-Definition-Massagewirkung für entspanntes Wohlbefinden
- Extra zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Pflegeleichtes, strapazierfähiges Material
- Individuell einstellbare Höhe der Nackenmassage
- Separate Vibrationsmassage in der Sitzfläche mit 3 wählbaren Intensitätsstufen
- Ergonomische Passform der Massagesitzauflage
- Waschbarer, abnehmbarer Nackenbezug
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 622010**  
Pharmacode: 7738640  
Garantie: 2 Jahre



## Ecomed Vibrations-Massagesitzauflage MC 85E

- 3 Massagezonen in Rückenbereich und Sitzfläche
- Zuschaltbare Wärmefunktion
- Angenehme Vibrationsmassage mit zwei wählbaren Intensitätsstufen
- Praktische Gummibänder zum Befestigen an der Stuhllehne
- Einfache, kabellose Bedienung durch integriertes Bedienfeld
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten
- Modernes Design, pflegeleichtes Material
- Netzbetrieb
- Inkl. Autoadapter, Netzadapter

**Artikel Nr.: M23300**  
Pharmacode: 7738641  
Garantie: 2 Jahre

# Massagegeräte



## Promed Handmassagegerät ITM Pro

- Kraftvolle Klopfmassage
- Zuschaltbare Rotlicht- & Wärmefunktion
- Stufenlose Regelung der Massageintensität
- Inkl. 4 Massageaufsätze
- Einfache Anwendung durch ergonomische Form
- Rutschfester Griff
- Extra langes Kabel
- Leistung: 28 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: 621010**  
Pharmacode: 7738642  
Garantie: 5 Jahre



## Ecomed Shiatsu-Massagekissen MC 81E

- Wohltuende Shiatsu-Massage für Nacken, Rücken, Beine und Schulter
- Wärmefunktion
- 4 rotierende Massageköpfe
- Praktisches Klettband zur Fixierung an der Stuhllehne
- Extra weicher und flauschiger Fleece-Bezug
- Kabellänge: ca. 175 cm
- Netzbetrieb
  
- Inkl. Netzadapter 12 W

**Artikel Nr.: M23312**  
Pharmacode: 7501797  
Garantie: 2 Jahre

# Fuss-Massagegeräte



## Medisana Fussmassagegerät FM 888

- Shiatsu-Massage der Fusssohlen und Fersen
- Zwei verschiedene Massagearten wählbar
- Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
- Komfortable Grösse (geeignet bis Schuhgrösse 46)
- 2 Intensitätsstufen der Kompressionsmassage wählbar
- Fördert die Durchblutung und belebt müde Füsse
- Abnehmbares, waschbares Innenfutter
- Pflegeleichtes Material
- Leistung: 50 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M88398**  
Pharmacode: 7502615  
Garantie: 3 Jahre



## Promed Ultraschallreiniger UC-60 weiss/schwarz

- Einfache und schnelle Entfernung von Schmutz, Fett, Öl und Ablagerungen
- Gründliche Reinigung schwer zugänglicher Stellen und feiner Strukturen
- Ideal für Schmuck, Uhren, Brillen, Zahnersatz und Zahnspangen
- Geeignet für Arbeitsgeräte von Nageldesignern, Podologen und Optikern
- Für Endverbraucher ebenso wie für den professionellen Studioeinsatz
- Fünf verschiedene Timer-Funktionen

**Artikel Nr.: 330212 (weiss),  
330213 (schwarz)**  
Pharmacode: 1170406 (weiss)  
1170407 (schwarz)  
Garantie: 3 Jahre

# Luftbefeuchter



## Medisana Luftbefeuchter AH 663

- Ultraschall-Technologie für effiziente Luftbefeuchtung
- Touch-Control-Bedienung mit moderner LED-Anzeige
- Einstellbare Luftfeuchtigkeit (45% - 75%)
- 3 wählbare Intensitätsstufen
- Schlafmodus: Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank
- Einfach zu reinigen dank breitem Becken-Design
- Fassungsvermögen von 4,5 Litern für bis zu 15 Stunden Betriebsdauer

**Artikel Nr.: M60066**  
Pharmacode: 1652291  
Garantie: 3 Jahre



## Medisana Luftbefeuchter AH 662

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Aromafach zum Einsatz von Duftölen
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Wasserstandsanzeige (Voll = Blau, Leer = Rot)
- Inklusive Reinigungsbürste
- Für Räume bis ca. 8 m<sup>2</sup>
- Wassertank 900 ml
- Laufzeit: ca. 15 Std.
- Vernebelungsleistung: max. 60 ml/h
- Leistung: 30 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M60077**  
Pharmacode: 7235226  
Garantie: 3 Jahre



# Luftbefeuchter / Aromadiffusor



## **AirFree ORB Plus** Luftbefeuchter mit 6-fach LED-Farbwechsel

- Luftbefeuchter mit Ultraschall-Technologie zur Verbesserung der Raumluft
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Inklusive Reinigungsbürste
- Für Räume bis ca. 20 m<sup>2</sup>
- Wassertank 1250 ml oder handelsübliche Trinkflasche max. 600 ml
- Laufzeit: max. 25 Std.
- 4 Nebelstufen, 50, 75, 100, und 150 ml/h
- Leistung: 18 Watt
- Netzbetrieb

**Artikel Nr.: M60067**  
Pharmacode: 7805187  
Garantie: 2 Jahre



## **Promed Aroma Diffusor** **AL 305** mit 5-fach LED-Farbwechsel

- Aroma-Diffusor für Duftöle
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 2 und 4 Stunden
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 5 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- 300 ml Wassertank
- Laufzeit: ca. 5 - 9 Std.
- Leistung: 12 Watt
- Inkl. Nachfüllbehälter, Netzadapter

**Artikel Nr.: 651010**  
Pharmacode: 7738659  
Garantie: 2 Jahre  
Aromen siehe Seite 34/35



## **Promed Aroma Diffusor AL** **1300 WS** mit 7-fach LED-Farbwechsel

- Aroma-Diffusor in edler Holzoptik
- Erzeugt mit Ultraschall-Technologie einen feinen Nebel, über den der Duft im gesamten Raum verteilt wird
- Sehr grosser Wassertank XXL: 1,3 Liter
- Hohe Wirksamkeit durch mikrofeine Zerstäubung
- Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Geeignet für alle mittleren und grossen Räume
- geeignet für Praxen, Büros und Privat
- Wellnesslicht mit Farbwechsel in 7 Farben
- Geräuscharm und energiesparend
- Laufzeit ca. 10 - 14 Stunden
- Leistung: 12 Watt
- Inkl. Netzadapter

**Artikel Nr.: 651025**  
Pharmacode: 7738658  
Garantie: 2 Jahre  
Aromen siehe Seite 34/35

# Aromaöle

Unsere Aromaöle werden in Deutschland hergestellt – aus besten Naturprodukten, verarbeitet zu 100% ätherischem Öl – verbreiten einen angenehmen sinnlichen Duft. Lassen Sie sich verführen. Ca. 10 Tropfen der Essenz in den mit 1,3 Liter gefüllten Wassertank.

Der Flascheninhalt beträgt 10 ml. Geeignet sind die Duftöle für **Duftlampen/Aromadiffusor**, z.B.: AL 305, AL 1300 WS, AH661, AH 670

**Aromaöl Relax**  
Art. Nr.: 262010



**Aromaöl Be Happy**  
Art. Nr.: 262011



**Aromaöl Lavendel**  
Art. Nr.: 262012



**Aromaöl Lemongras**  
Art. Nr.: 262013



**Aromaöl Orange**  
Art. Nr.: 262015



**Aromaöl, Zimt**  
Art. Nr.: 262017



**Aromaöl Eukalyptus**  
Art. Nr.: 262018



# Aromaöle

**Aromaöl Zimt-Orange**  
Art. Nr.: 262019



**Aromaöl Zitrone**  
Art. Nr.: 262020



**Aromaöl Pfirsich**  
Art. Nr.: 262021



**Aromaöl Apfel-Zimt**  
Art. Nr.: 262022



**Aromaöl Wildkirsche**  
Art. Nr.: 262023



**Aromaöl Vanille**  
Art. Nr.: 262024



**Aromaöl Rose**  
Art. Nr.: 262025



**Aromaöl Grapefruit**  
Art. Nr.: 262027



**Aromaöl Limette**  
Art. Nr.: 262028



# Beautycare



# Mani/Pediküre



## Promed Maniküre-/Pediküreset Pedisenso Duo

- Verletzungsfreies Arbeiten dank „Diabetiker-Sicherheitsspannzange“
  - Sicherheitsstopp bei zu starkem Druck
  - Bewährte kraftvolle Technik mit Planetengetriebe (Hornhautentfernung)
  - Drehzahl stufenlos bis 4.000 U/min
  - In praktische Aufbewahrungstasche
  - Netzbetrieb
  
  - Inkl. 44 Zubehörteilen  
1x Steinschleifer, Zylinder, Art. Nr.: 198530  
1x Steinschleifer, Standard, Art. Nr.: 198535  
1x Diamant-Bit, Spitzkegel gerundet  
Art. Nr.: 198542  
1x Saphir-Bit, spitz, Art. Nr.: 198030  
1x Diamant-Bit, kleiner Spitzkegel  
Art. Nr.: 198543  
1x Diamant-Bit, Zylinder, Art. Nr.: 198541  
1x Hornhaut-Dränagenschleifer, grob  
Art. Nr. 190063  
1x Schleifkegel, Saphir Art. Nr.: 190021  
1x Schleifscheibe, Saphir, Art. Nr.: 190011  
1x Polierkegel, Filz Art. Nr.: 190041  
1x Schleif-Mandrel, Kunststoff, Art.  
Nr.:198564  
30x Schleifbänder mittel Art. Nr. 198562  
1x Reinigungsbürste, Nylon, Art. Nr.:  
198920  
1x Spannzangenadapter, gelb  
(mit Sicherheitsstopp) Art. Nr.: 190052  
1x Spannzangenaufsatz (Normalgebrauch)  
Art. Nr.: 190051
- Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: 133110**

Pharmacode: 7735812

Garantie: 2 Jahre



## Medisana Maniküre-/Pediküreset MP 815

- Pflege und Behandlung von Nägeln, Nagelhaut und Hornhaut
  - 2 Geschwindigkeitsstufen
  - Links-/Rechtslauf
  - Einfache Anwendung,
  - In praktischer Aufbewahrungstasche
  - Drainagen Schleifer
  - Hochwertige und langlebige Aufsätze
  - Kabellänge 1.5 m
  - Netzbetrieb
  
  - Inkl. 7 Zubehörteile  
Saphirkegel, Art. Nr.: M85003  
Filzkegel, Art. Nr.: M85001  
Saphirscheibe (grob), Art. Nr.: M85010  
Saphirscheibe (fein), Art. Nr.: M85004  
Zylinderfräser, Art. Nr.: M85009  
Flammenfräser, Art. Nr.: M85011
- Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: M85153**

Pharmacode: 7502495

Garantie: 3 Jahre

# Pinzette / Kosmetikspiegel



## GIMA Splitterpinzette mit Lupe 2X – 8cm

- Dazu geeignet, Fremdkörper aus dem Körper zu entfernen

**Artikel Nr.: 24391**

Pharmacode: 1170410

Garantie: 2 Jahre



## Medisana 2 in 1 Kosmetikspiegel CM 840

- Gleichmässige Ringbeleuchtung  
18 weisse LEDs
- 2 drehbare Spiegelflächen: normal  
und 5-fach-vergrössert
- Spiegelfläche: ca. 13 cm  
Durchmesser
- Hochwertig verchromt
- Stabiler Standfuss
  
- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien

**Artikel Nr.: M88550**

Pharmacode: 7738623

Garantie: 3 Jahre



# Hornhautentferner



## **Medisana Elektrischer Hornhautentferner CR 870**

- Sanfte und effektive Entfernung von überschüssiger Hornhaut
- Zur Glättung von Händen, Füßen und Ellbogen
- Anwendbar auf trockener Haut
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Inkl. Reinigungspinsel,  
3 x 1,5V AAA Batterien und  
3 abnehmbare Aufsätze (extra grobe, grobe  
und feine Schleifrolle)  
Art. Nr.: M88577  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: M88576**

Pharmacode: 7502704

Garantie: 3 Jahre



# Gesichtsreinigungsbürste




## Medisana Gesichtsbürste FB 885

- Gesichtsbürste für eine sanfte und gründliche Reinigung
  - Befreit die Haut von abgestorbenen Hautschuppen
  - Sanfte Vibration regt die Durchblutung der Gesichtshaut an und fördert die Aufnahme von Pflegeprodukten
  - Reinigt die Haut in 60 Sekunden (Timer)
  - 4 Geschwindigkeitsstufen
  - Automatische Abschaltung nach 1 Minute
  - Spritzwassergeschützt
- Inkl. Schutzkappe, Aufbewahrungsbeutel  
Ladestation (Kabellänge: 1,30 m), Lithium-Ionen-Akku (Leistung: 500 mAh),  
4 Reinigungsaufsätzen (Empfindliche & normale Haut, Peeling, Kosmetik-Schwamm)  
Art. Nr.: M88566  
**Zubehör auch separat erhältlich**

**Artikel Nr.: M88565**

Pharmacode: 7502673

Garantie: 3 Jahre



# Gesichtssauna



## Medisana Gesichtssauna DS400

- Öffnet und reinigt die Poren, regt die Durchblutung an und lockert die Gesichtszüge.
- Reinigende und entspannende Wirkung durch feuchte Wärme
- Für die kosmetische Anwendung
- Diffusor für gleichmässige Dampfverteilung
- Aromafach für wohltuende Aromaanwendungen
- Zusätzlicher Nasenaufsatz für präzise Anwendung
- LED-Anzeige für einfache Einstellung und Bedienung
- Temperatureinstellung von 80-95°C für Aromatherapie und 100°C für Dampf
- Inkl. Messbecher zum einfachen Befüllen
- Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltung nach ausgewählter Zeit
- VariableTimer: Einstellung von 15 bis 60Min

**Artikel Nr.: M2**

Pharmacode: 1

Garantie: 2 Jah



# Fusssprudelbad



## Promed Fusssprudelbad FB 100

- Entspannende Sprudel- und Vibrationsmassage inkl. Rotlichtfeld
- Massagerollen und spezielles Fussbett für Fussreflexzonen-Massage
- Wasser-Warmhaltefunktion
- Trockenmassage-Funktion
- Rutschfeste Gummifüsse
- Komfortable Grösse (geeignet bis Schuhgrösse 46)
- Netzbetrieb
- Inkl. 3 wechselbare Pediküre Aufsätze: Massageaufsatz, Hornhautentferner, Bürste

**Artikel Nr.: 631010**

Pharmacode: 7738645

Garantie: 2 Jahre



# Babycare



## Rossmax WE300 Qutie-Babywaage

- Leicht lesbares Display
- Halte- und Tara-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Überlastungsanzeige
- Einheit umschaltbar: kg / lb / oz
- Maximale Kapazität: 20kg
- Staffelung: 5g
- Minimale Kapazität: 100g
  
- Inkl. 1 x 3V CR2032 Batterie

**Artikel Nr. GE040530**

Pharmacode: 7742312

Garantie: 2 Jahre



## Rossmax NI60 Qutie - Super Mini-Kolbenvernebler

- Geräuscharme Minipumpentechnologie
- Ideal für Kinder
- MMAD  $\leq 2,6 \mu\text{m}$ ;
- Feinpartikeldosis (FPD): 75-80%
- Konstante Feinpartikelgröße für eine effiziente Atembehandlung
- Sehr kompakt (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Patentiertes Ventil, einstellbarer Zerstäuber
  
- Inkl. Mundstück und Maske für Erwachsene und Kinder, 12-V-Adapter

**Artikel Nr. GE021000**

Pharmacode: 7742313

Garantie: 3 Jahre

**Änderungen vorbehalten**

**Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen**

**MEDICARE AG**

Hauptstrasse 51

5024 Küttigen

Tel: +41 44 482 482 6

[info@medicareag.ch](mailto:info@medicareag.ch)

[Web: www.medicareag.ch](http://www.medicareag.ch)

Katalog 2026