

## Fiche technique

### TUR Kimatur PRIME

Traitement efficace

Kimatur est un système de thérapie par ondes de choc radiales (RSWT). Il est basé sur les dernières découvertes scientifiques et est équipé de la technologie la plus innovante. Une pièce à main à commande pneumatique applique des ondes de pression à haute énergie dans le tissu à traiter. Les résultats cliniques du traitement le prouvent - la thérapie par ondes de choc est l'une des alternatives les plus efficaces aux interventions chirurgicales. Les résultats thérapeutiques de la thérapie par ondes de choc radiales sont obtenus grâce aux interactions en plusieurs étapes de la pression générée avec le tissu humain. En plus de l'effet mécanique, le RSWT a également montré son efficacité dans la zone infracellulaire.

kimatur DOUBLE aide les utilisateurs à gagner un temps précieux. Deux pièces à main, chacune avec des applicateurs différents, peuvent être connectées à deux sorties différentes. Le thérapeute n'a pas besoin d'éteindre l'appareil pour changer les applicateurs pendant un traitement, mais peut travailler en alternance avec l'une des deux pièces à main.

Utilise:

Épaule calcifiée, coude de tennis, syndrome de douleur trochantérienne (TPS, GTPS), syndrome de la pointe rotulienne, irritation du tendon d'Achille, fasciite plantaire, avec ou sans épine calcanéenne, tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans calcification, cellulite, syndrome de tendinopathie des adducteurs, tendinopathie du syndrome de Pes Anserinus, tendinopathie péronière, tendinopathie du pied et de la cheville, syndrome de l'attelle de tibia, syndrome de douleur myofasciale, foulures musculaires

Recommandations:

Ostéoarthrite, maladie de Dupuytren, maladie de Ledderhose, tendovaginite de Quervain, bourdonnement, spasticité, syndrome du canal carpien, prostatite/chronique, syndrome de douleur pelvienne, dysfonction érectile, maladie de La Peyronie, lymphœdème



*Propriétés:*

*USB et synchronisation active. Support technique, mises à jour logicielles et sauvegardes*

*Grand écran couleur tactile*

*Pièce à main légère et ergonomique*

*Commande du logiciel via l'écran tactile ou la commande rotative*

*Position ergonomique pour un rangement pratique des accessoires*

*Construction métallique à la fois robuste et élégante*

*De grandes roues pour une mobilité et une*

## Fiche technique

Onde de choc	
Principe	pneumatique
Therapieimpulse	0-9999
Fréquence	1-22 / 35 en option
Pression max.	Pression de service de 5 bar / 6.6.Bar
Pression min.	0,4 – Sufen de 0,2
Bertiebsarten	Continu, dynamique
Druckmodulation	Oui
Frequenzmodulation	Oui
Densité énergétique	0,72 mJ/mm2 Pompe à dracaille
Logiciel de conception	
Pour Therapie Prototype	Oui, 55 procédures de physiothérapie
Base de données patients	Jusqu'à 1 000 000 d'entrées extensibles
Photos du traitement	Et (anatomie, 3D)
Système d'exploitation	Windows CE
SVA	Oui, dans trois conditions
Rapport d'avancement du SVA	Oui, dans trois conditions
Impression du protocole	Oui
Interface PC	Oui
Concevoir	
Poids	max 50kg (y compris le chariot d'équipement)
Poids – Pièce à main	800 g
Dimensions du système de l'appareil	(L x H x L) 500 x 320 x 460 mm
Écran	Appuyez sur Diagnostic de l'écran couleur. 12,1" /30,7cm, résolution 600 x 800px

Applicateurs	
Nombre d'applicateurs	13
Nummer der Impulse des	2.000.000
Revisions Kit	
Modification du kit de révision par l'utilisateur	Oui, léger et sûr
Approvisionnement en énergie	
Tension de ligne	230±10 % 50-60 Hz
Protection de l'appareil	Classe de protection I / degré de protection IP10
Fusible externe remplaçable	2A
Interrupteur marche-arrêt IEC	Oui
60601-1	