

### TUR STIMUTUR

#### Eine Sinfonie der Therapien

Das curatur 701 setzt neue Standards in der Physiotherapie und vereint modernes Design mit technischer Innovation und Bedienfreundlichkeit. Das System verkörpert alle bedeutungsvollen therapeutischen Fähigkeiten und rüstet durch den modularen Aufbau und seine Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft.

#### Klares und leuchtendes exklusives Design

- Edle Oberfläche mit einem mehrschichtigen weissen Klavierlack
- Kompakte Grösse – auch für mobile Einsätze nutzbar
- Ergonomisch ausgereift: einfache Nutzung der Touchscreen Oberfläche stehend oder sitzend
- Nutzbar als stationäre Therapiestation mit dem kompatiblen Gerätewagensystem 'Avventura'

Ein Alleskönner mit neuen Dimensionen

#### Der Patient im Mittelpunkt des Therapieerfolgs

Überraschen Sie ihre Patienten mit Informationen und Anwendungsbeispielen aus der Behandlungsbibliothek. Grafische Darstellungen und vorselektierte Therapieparameter schaffen Vertrauen und erleichtern den Praxisalltag. Der Patient, der weiss was die Behandlung bewirkt und vom Therapieerfolg begeistert sein.

#### Speichern Sie ihre Patienten

Die Zuordnung von erfolgreichen Behandlungsprotokollen zu Ihrer Patientenkartei unterstützt ihre Dokumentation und sichert auch bei wechselnden Therapeuten Kontinuität und Wirksamkeit. Auch persönlich definierte Therapieabläufe der Patienten können jederzeit gespeichert werden und sind für die nächste Behandlung abrufbar.

#### Optimieren Sie Ihre Zeitressourcen

Alle relevanten Therapieprogramme sind ideal vorbereitet. Eine vollständige Auswahl an Stromformen kann unverzüglich gestartet, variiert und anschliessend unter Ihren persönlichen Favoriten gespeichert werden. Somit entsteht eine Auflistung Ihrer persönlichen Anwendungen, die denen Sie erfolgreiche Therapieergebnisse erzielt haben.



#### Eigenschaften:

*Zuverlässigkeit*

*Flexibilität –*

*Diagnostik*

*Nachhaltigkeit*

*Unterstützung*

*Diebstahlprävention*

## Datenblatt

### Allgemein

Dimensionen	290 x 120 x 265 mm
Gewicht	3.6.kg
Akkubetrieb	Optional
Zeitvorwahl	1-30 min
Akustisches Signal	Ja
Patientendatenbank	1.000.000
Diebstahlschutz	Optional
Audio-Navigation	Optional
Bedienung über	Touchscreen 10.4" VGA + USB

### Stimulation

Betriebsart	CC und CV
Anzahl Stromformen	25
Abschaltung bei offenem Elektrodenkreis	Ja
Anzeige des Therapieverlängs	Ja
Anzeige des IST-Stroms	Ja
Echtzeit-Dauerstellung der Schwellkurve	Ja
Sicherheitsschaltung bei Überspannung	Ja

### Stromformen

Gleichstrom Iontophorese	TENS Biphasisch Monophasisch Alternierend
Impulsstrom	Rechteckimpulse Trapezimpulse I, II, III Dreieckimpulsstrom Exponentialstrom Impulsstrom mit Mittelfrequenzträger Ultrareizstrom nach Träbert
Mikrostrom	
Hochvolt	
Diadymischer Strom	MF, DF, CP,RS,LP,MM, CP-ID
Interferenz	4-Polig Dipolvektor Isoplanarvektor
Mittelfrequenzstrom	
Russische Stimulation	
Leducstrom	
Neofaradischer	
Schwellstrom	
Impulsströme	IG30, IG50, F1, FM