

Soins à domicile par

MEDICARE AG



Médical

Bien-être

Soins de beauté

Soins pour bébés

Catalogue 2026

Table des matières

Médical	1
ECG 1 canal.....	2
Tensiomètres à bras.....	3
Pulsoximètre.....	6
Thermomètre médical.....	8
Thermomètre clinique/peigne à poux.....	10
Inhalateurs.....	11
Inhalateurs.....	13
Appareils TENS/EMS.....	13
douche intime.....	14
Bien-être	15
Coussin chauffant.....	16
Sous-couvertures chauffantes/couvertures électriques.....	21
Balances mécaniques.....	22
Pèse-personne.....	23
Housses de siège de massage.....	25
Masseurs.....	26
Masseurs de pieds.....	27
Anti-moustiques.....	28
Humidificateur.....	30
Hygromètre / Diffuseur d'arômes.....	31
Huiles aromatiques.....	32
Soins de beauté	34
Manucure/Pédicure.....	35
Dissolvant de callosités/brosse pour le visage.....	37
Sauna facial.....	38
Bains moussants pour les pieds.....	39
Soins pour bébés	40

Médical



ECG 1 canal



MIR Cardionica ECG 1 canal

- Pour la détection de la fibrillation auriculaire/
Indicateur d'arythmie
- Enregistre les ECG de 1 minute
- Convient aux personnes ayant des antécédents de fibrillation auriculaire, avec des symptômes tels que des palpitations et une tachycardie, ainsi qu'aux athlètes
- Transmission à l'application Cardionica Heart Check via BT (compatible avec Android à partir de la version 5 et iOS à partir de la version 9)
- L'impression et le PDF peuvent être créés directement depuis l'application
- Autonomie de la batterie > 500 applications

Avec 1 pile CR2032 et une électrode réutilisable
Gentil. N° d'article : 91002

Accessoires également disponibles séparément

Référence : 9120000

Pharmacode : 7834229

Garantie : 1 an



Tensiomètres à bras



Tensiomètre à bras Rossmax X3

- Mesure précise de la tension artérielle au niveau du bras
- Indicateur d'arythmie
- 120 emplacements mémoire pour 2 utilisateurs
- Mode invité
- Détection de mouvement / détection de manchette
- Affichage XL : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- Moyenne des trois dernières mesures
- Fonctionnement automatique One-Touch
- Support pratique pour manchette
- Prise pour adaptateur secteur

Inclus : 4 piles AAA 1,5 V, brassard universel conique breveté sans latex (24 – 40 cm)

Accessoires également disponibles séparément

En option :

Adaptateur secteur, PC Link,
brassard enfant (S : 18 cm - 26 cm)

Référence : SV340026

Manchette S sans étrier

Référence : KG020038

Brassard M (24 cm - 36 cm)

Référence : SV340022

Manchette M sans étrier

Référence : KG020033

Brassard L (34 cm - 46 cm)

Référence : SV340024

Manchette L sans étrier

Référence : KG020035

Référence : KG020610

Pharmacode : 7735791

Garantie : 5 ans

Tensiomètres à bras



Tensiomètre de bras Rossmax Z1

- Mesure précise de la pression artérielle sur le haut du bras
- Indicateur d'arythmie
- 90 emplacements de mémoire
- Détection de mouvement/brassard
- Affichage XL : systole, diastole, pouls
- Valeur moyenne des trois dernières mesures
- Fonctionnement automatique à une touche
- Porte-manchette pratique

- Avec 4 piles AAA 1,5 V, brassard universel conique breveté sans latex (24 – 40 cm)

Accessoires également disponibles séparément

• Optionnel :

Lien PC,

Manchette pour enfant (S : 18 cm - 26 cm)

N° d'article : SV340026

Manchette S sans armature

N° d'article : KG020038

Brassard M (24 cm - 36 cm)

N° d'article : SV340022Brassard M sans

armature N° d'article : KG020033

Manchette L (34 cm - 46 cm)

N° d'article : SV340024

Manchette L sans armatures Art. N° d'article : KG020035

N° d'article : KG020615

Pharmacode : 1098285

Garantie : 5 ans



Tensiomètre de bras Rossmax Z5

- Mesure précise de la pression artérielle sur le haut du bras
- Indicateur d'arythmie
- 120 emplacements de mémoire pour 2 utilisateurs
- Mode invité
- Détection de mouvement/brassard
- Affichage XL : systole, diastole, pouls, date, heure
- Détection des contractions prématurées (PC)
- Valeur moyenne des trois dernières mesures
- Moyenne de 7 jours
- Connexion Bluetooth au smartphone
- Connexion USB au PC
- Prise de l'adaptateur secteur

- Avec 4 piles AAA 1,5 V, un brassard universel conique breveté sans latex (24 - 40 cm) et un câble USB

Accessoires également disponibles séparément

• Optionnel :

Adaptateur

Manchette pour enfant (S : 18 cm - 26 cm)

N° d'article : SV340026

Manchette S sans armature

N° d'article : KG020038

Brassard M (24 cm - 36 cm)

N° d'article : SV340022Brassard M sans

armature N° d'article : KG020033

Manchette L (34 cm - 46 cm)

N° d'article : SV340024

Manchette L sans armatures Art. N° d'article : KG020035

N° d'article : KG020700

Pharmacode : 1098286

Garantie : 5 ans

Tensiomètres au poignet



Poignet Promed Tensiomètre HGP 30

- Mesure précise de la pression artérielle au poignet
- Indicateur d'arythmie
- 120 emplacements de mémoire pour 2 utilisateurs chacun
- Affichage de l'affichage : systole, diastole, pouls, date, heure
- Écran extra-large et facile à lire
- Classification des valeurs mesurées selon l'OMS
- Poignet 12,5 - 21,5 cm

- Avec 2 piles AAA × 1,5 V

Code du produit : 412020
Pharmacode : 7738627
Garantie : 3 ans



Tensiomètre au poignet de luxe Rossmax « XL » BQ 705

- Mesure précise de la pression artérielle au poignet
- Technologie Smart Sense
- 120 emplacements de mémoire pour 2 utilisateurs
- Affichage XL : systole, diastole, pouls, date, heure
- Indicateur de risque d'hypertension
- Indicateur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- Détection de mouvement
- Valeur moyenne des trois dernières mesures
- Mode invité

- Avec 2 piles AAA de 1,5 V

N° d'article : KG020405
Pharmacode : 7743804
Garantie : 5 ans



Pulsoximètre



Pulsoximètre GIMA OXY 4

- Affichage innovant à 4 directions
 - Plage de mesure SpO2 35 - 99 %, fréquence du pouls 30 - 240 bpm
 - Marche/arrêt automatique
 - Alarme visuelle et sonore
 - 30 heures de fonctionnement
 - Protection contre les infiltrations d'eau, antichoc
- Avec 2 piles AAA de 1,5 V

Bleu : N° d'article : 35091
Pharmacode : 7772718

Orange : N° d'article : 35092
Pharmacode : 7735809

Garantie : 1 an



Pulsoximètre au doigt Rossmax SB 100

- Grand écran LED pour une lecture facile
 - Conception de blindage contre la lumière ambiante
 - Protection contre la biocompatibilité
 - Bouton ON/OFF à une touche
 - Sangle de transport attachée
 - Idéal pour les évaluations de l'oxygénothérapie et la surveillance de l'apnée du sommeil
- Avec 2 piles AAA de 1,5 V

N° d'article : GE020405
Pharmacode : 7735794
Garantie : 2 ans



Pulsoximètre



Pulsoximètre Medisana PM 100 connect

- Oxymètre de pouls pour mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2 %) et la fréquence cardiaque (pouls)
- Transfert de données avec Bluetooth® Smart (4.0) vers l'application VitaDock+ pour iOS et Android*
- Valeurs mesurées affichées sur l'écran OLED
- Luminosité de l'écran réglable sur 10 niveaux
- Utilisation simple « One Touch » - idéale pour les déplacements
- La saturation en oxygène (SpO2) et le pouls peuvent être affichés sous forme de barres ou d'ondes
- 6 représentations différentes
- Arrêt automatique après 8 secondes
- Indicateur de niveau de batterie

- Avec sangle de transport et 2 piles AAA 1,5 V

Code du produit : M79456

Pharmacode : 7782429

Garantie : 3 ans

Thermomètre médical



Thermomètre Digitales Rossmax Flexibles TG 380

- Résultat de mesure en 10 secondes
- Signal sonore lorsque la mesure est prête
- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- °C / °F commutable
- Plage de mesure : Corps : 32-42,9 °C
- Indicateur de batterie faible
- Pointe de mesure flexible
Imperméable
- Autodiagnostic en cas de dysfonctionnement

- 1 pile 1,5 V de type SR41 ou LR41 incluse

N° d'article : KG050210

Pharmacode :7735797

Garantie : 5 ans



Thermomètre médical




Thermomètre sans contact Rossmax HA 500

- Résultat de mesure en 1 seconde
- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- °C / °F commutable
- Mesure de la température jusqu'à une distance de 5 cm
- Plage de mesure : Corps : 15-40°Objet : 10-40°C
- Indicateur de batterie faible
- 9 emplacements de mémoire
- Rétroéclairage
- Autodiagnostic en cas de dysfonctionnement
- Avec 2 piles AAA de 1,5 V

N° d'article : **KG050103**

Pharmacode : 7735800

Garantie : 5 ans



Thermomètre auriculaire infrarouge Rossmax RA 600

- Résultat de mesure en 1 seconde ou en mode de balayage permanent de l'oreille
- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- °C / °F commutable
- Plage de mesure : Corps : 10-40°C
- Indicateur de batterie faible
- 9 emplacements de mémoire
- Rétroéclairage
- Autodiagnostic en cas de dysfonctionnement
- Housse de protection de sonde PLUG & SECURE
- Avec 1 pile 3V CR2032 et 5 couvercles de protection de sonde
- **En option :**
 - Housse de protection de la sonde 10 pcs. N° d'article : KG050117 Pharmacode : 7735799
 - Housse de protection de sonde 500 pcs. N° d'article : KG050119

N° d'article : **KG050115**

Pharmacode : 7735798

Garantie : 5 ans



Thermomètre clinique/peigne à poux



Thermomètre sans contact Rossmax HC 700

- Résultat de mesure en 1 seconde
 - Alarme de fièvre
 - Arrêt automatique
 - °C / °F commutable
 - Mesure de la température jusqu'à une distance de 10 cm
 - Plage de mesure : Corps : 34-42,2 °C
Objet : 0-42,2 °C
 - Indicateur de batterie faible
 - 9 espaces mémoire
 - Autodiagnostic en cas de dysfonctionnement
 - Rétroéclairage
-
- 1 pile 3V CR2032 incluse

N° d'article : KG050110

Pharmacode : 7735801

Garantie : 5 ans



Medisana Peigne électrique contre les poux LC 860

- Le peignage facile libère des poux de tête et des lentes
- Sans effets secondaires, car aucun agent chimique n'est utilisé
- Convient également aux chiens et aux chats
- Lorsqu'ils sont en contact avec les griffes du peigne, les poux sont tués par une impulsion électrique
- 1 pile AA 1,5 V incluse

Code du produit : M41017

Pharmacode : 7738638

Garantie : 3 ans



Inhalateurs



Rossmax NI60 Qutie - Super Mini-nébuliseur à piston

- Technologie de mini-pompe silencieuse
- Idéal pour les enfants
- MMAD $\leq 2,6 \mu\text{m}$;
- Dose de Particules fines (FPD) : 75-80 %
- Taille constante des particules fines
- Pour un traitement respiratoire efficace
- Très compact (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Atomiseur réglable à valve breveté

- Avec embout buccal et masque pour enfants, adaptateur 12 V

N° d'article **GE021000**

Pharmacode : 7742313

Garantie : 3 ans



Inhalateur Rossmax NH 60

- **Technologie ajustable de soupape (VAT)**
Taux de nébulisation contrôlable tout en maintenant la taille des particules
- Pour le traitement ciblé des voies respiratoires supérieures et inférieures, par exemple l'asthme ou le rhume
- Petit et maniable (portable) idéal pour les déplacements
- Brume silencieuse
- Flacon atomiseur breveté avec valve réglable
- Volume de remplissage : max. 5 ml
Nébulisation : $\leq 0,08-0,20 \text{ ml/min}$
- Taille des particules : $> 75-80 \% \leq 2,6 \mu\text{m}$
- Branché

- Incl. embout buccal. Conteneurs et masques pour adultes et enfants, accessoires d'adaptation 12V
également disponibles séparément

- **Optionnel :**
Nébuliseur Set Art. N° d'article : GE021020

N° d'article : **GE021001**

Pharmacode : 7735804

Garantie : **2 ans**



Inhalateurs



Appareil d'inhalation haute performance Rossmax avec compresseur à piston NB 500

- Brume avec technologie de soupape de compresseur à piston
- Pour le traitement ciblé des voies respiratoires supérieures et inférieures. ex. asthme ou rhume
- Une ventilation fine garantit une utilisation performante
- Conception silencieuse avec amortisseurs de bruit et de vibrations
- Flacon atomiseur breveté avec valve réglable
- Support de nébuliseur intégré
- Volume de remplissage : max. 5 ml
Nébulisation : $\leq 0,15-0,50$ ml/min
- Taille des particules : $> 80-85 \% \leq 2,2 \mu\text{m}$
- Branché

- Avec embout buccal, récipient, masques pour adultes et accessoires pour enfants, **également disponibles séparément**

- **Optionnel :**
Nébuliseur Set Art. N° d'article : GE021020

N° d'article : GE021010
Pharmacode : 7735806
Garantie : 3 ans



Rossmax Inhalateur 3en1 Nébuliseur Set NK 1000 Inhalateur/Irrigateur nasal/Aspirateur

- **1. Inhalation :** Pour le traitement ciblé des voies respiratoires supérieures et inférieures, par exemple l'asthme ou le rhume
- Conception silencieuse avec amortisseurs de bruit et de vibrations
- Flacon atomiseur breveté avec valve réglable
- Brume avec technologie de soupape de compresseur à piston
- Volume de remplissage : max. 20 ml
Nébulisation : $\leq 0,10-0,30$ ml/min
- Taille des particules : $> 80-85 \% \leq 2,5 \mu\text{m}$
- **2. Rinceur nasal :** rince la cavité nasale et le nasopharynx, libère les sécrétions, le mucus et les substances nocives et atténue les symptômes allergiques
- **3. Dispositif d'aspiration nasale :** Élimine le mucus et réduit le risque d'infections respiratoires

- Branché
- Filtre à air inclus. Irrigation nasale, dispositif d'aspiration nasale, adaptateur, Masques pour adultes, Art. N° d'article : GE021025
Masque pour enfants, Art. N° d'article : GE021027
Nébuliseur Set Art. N° d'article : GE021020
N° d'article : GE021033

**Accessoires également disponibles
séparément**

- **Optionnel :**
Masque pour enfants 0-1 an
N° d'article : GE021029

N° d'article : GE021015
Garantie : 3 ans

Appareils TENS/EMS



Promed plancher pelvien - Entraîneur IT 6

- Traitement et prévention des fuites urinaires et de l'incontinence après l'accouchement
- Entraînement des muscles du sphincter pour le traitement de l'incontinence d'effort/urgence/mixte et fécale
- Avec 4 piles AAA 1,5 V, un manuel d'instructions, une mallette de transport, un sac banane,
2 câbles d'électrodes Art. N° d'article : 359014
4 électrodes en tissu (40 x 40 mm), Art. N° d'article : 359170
1 tube vaginal N° d'article : 359130
Accessoires également disponibles séparément
- **Optionnel :**
Anal tube Art. N° d'article : 359131

Code du produit : 352430

Pharmacode : 7738634

Garantie : 2 ans



Promed TENS-/ EMS- Appareil EMT-6

- Pour le traitement des douleurs chroniques et aiguës, des troubles de la mobilité ainsi que pour la rééducation, pour l'entretien, le développement et l'entraînement des muscles et des groupes musculaires (par exemple pendant le sport)
- 11 programmes programmés (5 programmes TENS et 6 programmes EMS)
- Fonctions spéciales : 1 mémoire d'application, fonction horloge en mode veille, protection contre l'intensité et la mise sous tension.
- Avec 4 piles AAA de type 1,5, étui de rangement pratique, 4 électrodes (40 x 40 mm) Art. N° : 359170, 2 câbles d'électrodes, clip de ceinture
Accessoires également disponibles séparément

Code du produit : 352420

Pharmacode : 5352672

Garantie : 2 ans

douche intime



Promed Douche Intime Orchidée

- Forme ergonomique, facile à utiliser
- Fabriqué en acier inoxydable
- 7 buses à la tête de la tige
- Autoclavable et lavable au lave-vaisselle
- Fabriqué en Allemagne
- Incl. 2 x réducteur de pression de ligne et 1x boîte de rangement

Code du produit : 340010

Garantie : 10 ans



Bien-être



Coussin chauffant



Coussin chauffant HP 405

- 3 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Coussin doux et respirant
- Coussin lavable en machine à 30°C grâce à un interrupteur amovible
- Élément de commande ergonomique avec affichage de commande LED des deux côtés
- Taille : 30 x 40 cm
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit :
M61003

Pharmacode : 7834232
Garantie : 3 ans



Promed Coussin chauffant câlin HKP 1.2H

- 3 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Matériau supérieur moelleux et doux et revêtement souple
- Chaleur turbo
- Housse et coussin lavables en machine à 40° C grâce à un interrupteur amovible
- Interrupteur facile à utiliser et ergonomique
- Taille : 40 x 30 cm
- Matériau : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts
- Branché

N° d'article : 450125

Pharmacode : 7738651
Garantie : 2 ans



Promed Coussin chauffant câlin HKP 1.6 XL

- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Chaleur turbo
- Matériau supérieur moelleux et doux et revêtement souple
- Housse Lavable en machine à 30° C
- Avec taie d'oreiller à 2 côtés (peut également être utilisé sans housse)
- Manipulation facile, utilisation/interrupteur ergonomique
- Taille : 46 x 35 cm
- Matériau : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts
- Branché

N° d'article : 612015

Pharmacode : 7738652
Garantie : 2 ans

Coussin chauffant



Promed Coussin chauffant câlin HKP 1.8 XXL

- 6 niveaux de température
- Chauffage rapide de 100 watts (Turbo Heat)
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Utilisation simple, commande/interrupteur ergonomique
- Bande velcro en caoutchouc et sac de rangement inclus
- Tissu extérieur doux et moelleux
- Lavable à 30 °C en cycle délicat
- Taille : 60 x 30 cm
- Matériau : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts
- Alimentation secteur

N° d'article : 612020

Pharmacode : 1170408

Garantie : 2 ans



Coussin chauffant Rossmax HP3040A

- 4 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Chaleur turbo
- Tige souple
- Coussin plastifié pour un nettoyage et une désinfection facile
- Housse Lavable en machine à 30° C
- Répartition uniforme de la chaleur
- Interrupteur avec affichage LED de la température
- Taille 30 x 40 cm
- Puissance : 100 watts
- Branché

N° d'article : GA061003

Pharmacode : 7735807

Garantie : 2 ans



Coussin chauffant Rossmax HP4060A

- 4 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Chaleur turbo
- Tige souple
- Coussin plastifié pour un nettoyage et une désinfection facile
- Housse Lavable en machine à 30° C
- Répartition uniforme de la chaleur
- Interrupteur avec affichage LED de la température
- Taille 40 x 60 cm
- Puissance : 100 watts
- Branché

N° d'article : GA061006

Pharmacode : 7735808

Garantie : 2 ans

Coussin chauffant



Promed Coussin chauffant pour le cou Épaule NRP-2.0

- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Oreiller en molleton moelleux extra doux
- Lavable en machine à 30° C
- Chaleur turbo
- Soutien parfait grâce à un ajustement adapté aux épaules et au cou
- Taille : 52 x 56 cm
- Matériau : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : 614020

Pharmacode : 7849422

Garantie : 2 ans



Promed dos et Coussin chauffant pour la nuque NRP 2.4

- 10 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Oreiller en molleton moelleux extra doux
- Lavable en machine à 40° C
- 9 temps réglables différents (10 - 90 min)
- Chaleur turbo
- Maintien parfait grâce à un ajustement adapté au dos et à la nuque
- Sangle velcro pratique pour une fixation individuelle de l'oreiller
- Taille : 39 x 63 cm
- Matériau : 95 % polaire peluche, 5 % nylon
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : 451120

Pharmacode : 7738648

Garantie : 2 ans



Promed dos et Coussin chauffant pour la nuque NRP 5.4

- 4 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Tige moelleuse, douce et confortable
- Lavable en machine à 30 °C
- Chaleur turbo
- Chauffe jusqu'à la région du cou
- Commutateurs faciles à utiliser et ergonomiques
- Taille : 60 x 90 cm
- Matériau : 100 % polyester
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : 614010

Pharmacode : 7738647

Garantie : 2 ans

Coussin chauffant



Medisana Coussin chauffant pour l'épaule et le cou HP 622

- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Système de capteur matriciel pour une répartition uniforme de la chaleur
- Lavable en machine à 40°C
- Forme ergonomique pour une chaleur confortable sur les épaules et le cou
- Turbo-Heat
- Élément de commande pratique
- Oeko-Tex® Standard 100
- Hauteur : 56 x 52 cm
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : M61155

Pharmacode : 7767328

Garantie : 3 ans



Medisana dos et dos Coussin chauffant pour la nuque HP 460

- 3 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Lavable en machine à 40°C
- Forme ergonomique pour une chaleur confortable sur le dos et le cou
- Turbo-Heat
- Élément de commande pratique
- Oeko-Tex® Standard 100
- Taille : 58,5 x 38,5 cm
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : M61012

Pharmacode : 7834231

Garantie : 3 ans

Coussin chauffant



Ceinture chauffante Promed Heat HGP 1.7

- 10 niveaux de température
- Préchauffage rapide avec 100 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Lavable à 40° C, grâce à un interrupteur amovible
- Utilisation/interrupteur ergonomique
- Maintien parfait grâce à la sangle velcro adaptable
- 9 temps réglables différents (10 - 90 min)
- Confort de port variable : autour du ventre ou en diagonale sur le dos
- Sangle velcro pratique pour une fixation individuelle de l'oreiller
- Taille : 58 x 30 cm
- Matière : 90 % molleton peluche, 10 % nylon
- Convient pour un tour de taille d'environ 125 cm
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : 450130

Pharmacode : 7738650

Garantie : 2 ans



Promed Chauffe-pieds KFS 100

- 3 niveaux de température
- Arrêt automatique après 90 minutes
- Préchauffage rapide avec 100 watts (Turbo Heat)
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Doublure intérieure amovible, moelleuse et douce
- Noyau extra doux et respirant
- Doublure intérieure lavable en machine à 30° C
- Élément de commande ergonomique avec écran de commande LED éclairé
- Taille : 30 x 30 x 23 cm
- Matériel : Microfibre (chauffe-pieds) Flanelle (doublure intérieure)
- Grand espace pour les pieds (convient jusqu'à la pointure 46)
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : 453010

Pharmacode : 7738653

Garantie : 2 ans

Sous-couvertures chauffantes/couvertures électriques



Medisana Sous-couverture chauffante HU 662

- 6 niveaux de température
- Arrêt automatique après 180 minutes
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Matériau supérieur agréablement doux
- Lavable en machine à 30° C grâce à un interrupteur amovible
- Élément de commande ergonomique avec écran de commande LED
- Chaleur turbo
- 2 zones de chaleur pour le corps et les pieds
- Convient pour les matelas dans les tailles 200 x 90 – 100 cm
- Taille : 150 x 80 cm
- Oeko-Tex® Standard 100
- Puissance : 100 watts
- Branché

Code du produit : M61220
Pharmacode : 7502302
Garantie : 3 ans



Sous-couverture chauffante Promed UBS 2.4

- 10 niveaux de température
- Arrêt automatique après le réglage de l'heure sélectionné
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Matériau câlin et respirant
- Lavable en machine à 40° C grâce à l'interrupteur amovible
- Élément de commande pratique avec écran LED éclairé
- 9 temps réglables différents (1 à 9 heures)
- Chaleur turbo
- Chaleur agréablement douce et uniformément répartie
- Taille : 150 x 70 cm
- Matière : 100 % coton (haut) 100 % polyester (bas)
- Puissance : 120 watts
- Branché

Code du produit : 452210
Pharmacode : 7738654
Garantie : 2 ans



Couvertures électriques Promed KHP 2.3 / KHP 2.3 Sherpa

- 10 niveaux de température
- Arrêt automatique après le réglage de l'heure sélectionné
- Système de sécurité avec protection contre la surchauffe
- Tige moelleuse
- Lavable en machine à 40° C grâce à l'interrupteur amovible
- Élément de commande pratique avec écran LED éclairé
- 9 temps réglables différents (1 à 9 heures)
- Chaleur turbo
- Chaleur agréable dans toute la zone
- Taille : 180 x 130 cm
- Matériau : 100 % polyester
- Puissance : 150 watts
- Fonctionnement du réseau

KHP-2.3 :
Code du produit : 452110
Pharmacode : 7597745

KHP-2.3 Sherpa :
Code du produit : 452120
Pharmacode : 7849423
Garantie : 2 ans

Balances mécaniques



Medisana Pèse-personne mécanique PSD

- Design rétro tendance
- Fonctionnement mécanique sans batterie
- Grande échelle analogique pleine vue
- Bande de roulement antidérapante
- Boîtier métallique robuste
- Poids de la balance : 3,6 kg
- Taille : 42,5 x 28,5 x 8,5 cm
- Division : 500g
- Capacité de charge maximale : 150 kg

Code du produit : M40461

Pharmacode : 4882959

Garantie : 3 ans

Pèse-personne



Medisana Pèse-personne en verre PS 425

- Écran LCD facile à lire
- Commutable entre kg et lb
- Bande de roulement en verre de sécurité de 6 mm avec coins arrondis
- 4 capteurs à jauge de contrainte de haute précision pour des résultats de mesure précis
- Commutation pratique « step-on »
- Arrêt automatique
- Sortie vocale en 4 langues : DE, EN, FR, ES
- Taille : 31 x 31 x 2,4 cm
- Capacité de charge maximale : 180 kg
- Avec 3 piles AAA × 1,5 V

Code du produit : M40448

Pharmacode : 7501917

Garantie : 3 ans



Medisana XL Pèse-personne PS 470

- Écran LCD extra-large avec de grands chiffres (71 mm de haut)
- Commutable entre kg, lb et st
- Bande de roulement en verre de sécurité aux coins arrondis
- 4 capteurs à jauge de contrainte de haute précision pour des résultats de mesure précis
- Commutation pratique « step-on »
- Arrêt automatique
- Taille : 34 x 34 x 2,5 cm
- Capacité de charge maximale : 250 kg
- 1 pile × 3V CR2032 incluse

Code du produit : M40547

Pharmacode : 7738660

Garantie : 3 ans



Medisana Pèse-personne PS 400

- Grand écran LCD facile à lire
- Commutable entre kg, lb et st
- Bande de roulement en verre de sécurité de 6 mm
- Design particulièrement plat
- 4 capteurs à jauge de contrainte de haute précision pour des résultats de mesure précis
- Allumage pratique
- Arrêt automatique
- Poids : 1,5 kg
- Taille : 30 x 30 x 1,7 cm
- Capacité de charge maximale : 150 kg
- 1 pile 3 V CR2032 incluse

Code du produit : M40455

Pharmacode : 7501923

Garantie : 3 ans

Pèse-personne



Rossmax Pèse-personne Enfant WB100

- Écran LCD facile à lire
- Technologie à 4 capteurs
- Commutation pratique « step-on »
- Capacité de charge maximale : 180 kg
- Avec 3 piles AAA × 1,5 V


N° d'article : GE040510
Garantie : 2 ans



Rossmax Pèse-personne Shark WB102

- Écran LCD facile à lire
- Technologie à 4 capteurs
- Commutation pratique « step-on »
- Capacité de charge maximale : 180 kg
- 1 pile × 3V CR2032 incluse

N° d'article : GE040512
Garantie : 2 ans



Rossmax Pèse-personne African WB103

- Écran LCD facile à lire
- Technologie à 4 capteurs
- Commutation pratique « step-on »
- Capacité de charge maximale : 180 kg
- 1 pile × 3V CR2032 incluse

N° d'article : GE040513
Garantie : 2 ans



Housses de siège de massage



Promed Shiatsu- Housse de siège massant MSA 900

- 3 zones de massage dans la zone du dos
- Effet de massage haute définition ciblé et intensif pour un bien-être détendu
- Lumière rouge commutable supplémentaire et fonction de chaleur
- Arrêt automatique après 15 minutes
- Sangle velcro pratique pour la fixation au dossier de la chaise
- Matériau facile d'entretien et résistant
- Hauteur du massage de la nuque réglable individuellement
- Massage par vibration séparé dans l'assise avec 3 niveaux d'intensité sélectionnables
- Ajustement ergonomique du coussin de massage
- Couvre-cou lavable et amovible
- Branché

N° d'article : 622010
Pharmacode : 7738640
Garantie : 2 ans



Ecomed Coussin de massage vibrant MC 85E

- 3 zones de massage dans la zone du dos et de l'assise
- Fonction de chaleur commutable
- Massage vibrant agréable avec deux niveaux d'intensité sélectionnables
- Bandes élastiques pratiques à fixer à l'arrière de la chaise
- Utilisation simple et sans fil grâce au panneau de commande intégré
- Arrêt automatique après 15 minutes
- Design moderne, matériau facile d'entretien
- Branché

- Avec adaptateur de voiture, adaptateur secteur

N° d'article : M23300
Pharmacode : 7738641
Garantie : 2 ans

Masseurs



Masseur de mains Promed ITM Pro

- Massage par tapotement puissant
- Lumière rouge commutable et fonction de chaleur
- Régulation en continu de l'intensité du massage
- Avec 4 embouts de massage
- Facile à utiliser grâce à sa forme ergonomique
- Poignée antidérapante
- Câble extra-long
- Puissance : 28 watts
- Branché

N° d'article : 621010

Pharmacode : 7738642

Garantie : 5 ans



Ecomed Shiatsu-Coussin de massage MC 81E

- Massage shiatsu apaisant pour le cou, le dos, les jambes et les épaules
- Fonction de chaleur
- 4 têtes de massage rotatives
- Sangle velcro pratique pour la fixation au dossier de la chaise
- Housse polaire extra douce et moelleuse
- Longueur du câble : env. 175 cm
- Branché

- Avec adaptateur secteur 12 W

N° d'article : M23312

Pharmacode : 7501797

Garantie : 2 ans

Masseurs de pieds



Masseur de pieds Medisana FM 888

- Massage Shiatsu de la plante des pieds et des talons
- Deux types de massage différents peuvent être sélectionnés
- Lumière rouge commutable et fonction de chaleur
- Taille confortable (convient jusqu'à la pointure 46)
- 2 niveaux d'intensité du massage par compression peuvent être sélectionnés
- Favorise la circulation sanguine et revigore les pieds fatigués
- Doublure intérieure amovible et lavable
- Matériau facile d'entretien
- Puissance : 50 watts
- Branché

N° d'article : M88398
Pharmacode : 7502615
Garantie : 3 ans



Promed Nettoyeur à ultrasons UC-60 blanc/noir

- Élimination simple et rapide de la saleté, de la graisse, de l'huile et des dépôts
- Nettoyage en profondeur des endroits difficiles d'accès et des structures fines
- Idéal pour les bijoux, les montres, les lunettes, les prothèses dentaires et les appareils dentaires
- Convient aux outils de travail des esthéticiennes des ongles, podologues et opticiens
- Pour les particuliers comme pour une utilisation professionnelle en studio
- Cinq fonctions de minuterie différentes

**N° d'article : 330212 (blanc),
330213 (noir)**
Pharmacode : 1170406 (blanc)
1170407 (noir)
Garantie : 3 ans

Anti-moustiques



Appareil à ultrasons anti-moustiques Babyfriend

- Propage les ondes ultrasonores sur une large gamme inaudible pour l'homme
- Ne tue pas les moustiques, mais les anesthésie pour qu'ils ne puissent pas piquer
- Avec veilleuse verte
- Faible consommation
- Fréquence de travail : 22-28 KHz
- Puissance : 5 watts
- Branché

N° d'article : T02100
Pharmacode : 1109997
Garantie : 1 an



Familyfriend Os à ultrasons anti-moustiques

- Propage les ondes ultrasonores sur une large gamme inaudible pour l'homme
- Ne tue pas les moustiques, mais les anesthésie pour qu'ils ne puissent pas piquer
- Faible consommation
- Fréquence de travail : 22-28 KHz
- Puissance : 5 watts
- Branché
-

N° d'article : T02010
Pharmacode : 1109996
Garantie : 1 an

Anti-moustiques



Zanza-Click Moustique Clicker

- Aide immédiate en cas de piqûres d'insectes
- Une impulsion de tension est générée par le cristal piézoélectrique intégré
- Sans substances chimiques
- Petit, léger et facile à emporter avec vous
- Testé cliniquement
- Soulagement rapide des piqûres de moustiques et d'insectes, apaise la peau même après le contact avec les orties et les méduses
- Ne pas utiliser si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous souffrez de maladie cardiaque et d'épilepsie, ainsi que chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois

N° d'article : T06010

Pharmacode : 6567423



My Band – Anti-Moustiques Bracelet

- Bracelet en silicone
- À l'huile de citronnelle naturelle
- Imperméable
- 2 sangles sont incluses, dont un est ajustable
- Fonctionne jusqu'à 2 semaines (en tenant compte d'une utilisation moyenne de 3 à 4 heures par jour)

N° d'article : T02010

Pharmacode : 1109998

Humidificateur



Medisana Luftbefeuchter AH 663

- Technologie à ultrasons pour une humidification efficace
- Commande tactile avec affichage LED moderne
- Humidité réglable (45 % - 75 %)
- 3 niveaux d'intensité au choix
- Mode veille : silencieux et économe en énergie
- Arrêt automatique lorsque le réservoir d'eau est vide
- Facile à nettoyer grâce à la conception large du bac
- Capacité de 4,5 litres pour une autonomie pouvant atteindre 15 heures

N° d'article : M60066

Pharmacode : 1652291

Garantie : 3 ans



Medisana Luftbefeuchter AH 662

- Humidificateur à ultrasons pour améliorer la qualité de l'air ambiant
- Grande efficacité grâce à une atomisation ultra-fine
- Compartiment à huiles essentielles pour l'utilisation d'huiles parfumées
- Silencieux et économe en énergie
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Indicateur de niveau d'eau (plein = bleu, vide = rouge)
- Brosse de nettoyage incluse
- Pour des pièces jusqu'à environ 8 m²
- Réservoir d'eau de 900 ml
- Autonomie : environ 15 heures
- Débit de nébulisation : max. 60 ml/h
- Puissance : 30 watts
- Alimentation sur secteur

N° d'article : M60077

Pharmacode : 7235226

Garantie : 3 ans

Hygromètre / Diffuseur d'arômes



Diffuseur d'arômes Promed AL 305 avec changement de couleur LED 5 fois

- Diffuseur d'arômes pour huiles parfumées
- Utilise la technologie des ultrasons pour créer une fine brume à travers laquelle le parfum est distribué dans toute la pièce
- Haute efficacité grâce à l'atomisation micro fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Minuterie pour programmer le temps de fonctionnement : 2 et 4 heures
- Lampe bien-être avec changement de couleur en 5 couleurs
- Faible bruit et économie d'énergie
- Réservoir d'eau de 300 ml
- Durée : environ 5 à 9 heures
- Puissance : 12 watts

- Avec réservoir de recharge, adaptateur secteur

N° d'article : 651010
Pharmacode : 7738659
Garantie : 2 ans
Saveurs voire page 34/35



Diffuseur d'arômes Promed AL 1300 WS avec changement de couleur LED 7 fois

- Diffuseur d'arômes en aspect bois noble
- Utilise la technologie des ultrasons pour créer une fine brume à travers laquelle le parfum est distribué dans toute la pièce
- Très grand réservoir d'eau XXL : 1,3 litres
- Haute efficacité grâce à l'atomisation micro fine
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Convient à toutes les moyennes et grandes pièces
- Convient pour les cabinets, les bureaux et les maisons privées
- Lampe bien-être avec changement de couleur en 7 couleurs
- Faible bruit et économie d'énergie
- Durée de fonctionnement env. 10 - 14 heures
- Puissance : 12 watts

- Adaptateur secteur inclus

N° d'article : 651025
Pharmacode : 7738658
Garantie : 2 ans
Saveurs voire page 34/35



Humidificateur AirFree ORB Plus avec changement de couleur 6x LED

- Humidificateur à ultrasons pour améliorer l'air intérieur
- Haute efficacité grâce à l'atomisation micro fine
- Faible bruit et économie d'énergie
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide
- Brosse de nettoyage incluse
- Pour les pièces jusqu'à environ 20 m²
- Réservoir d'eau 1250 ml ou bouteille standard max. 600 ml
- Durée de fonctionnement : max 25 heures
- 4 niveaux de brume, 50, 75, 100 et 150 ml/h
- Puissance : 18 watts
- Branché

N° d'article : M60067
Pharmacode : 7805187
Garantie : 2 ans

Huiles aromatiques

<p>Nos huiles aromatiques sont fabriquées en Allemagne - à partir des meilleurs produits naturels, transformés en huile essentielle à 100 % - diffusent un agréable parfum sensuel. Laissez-vous séduire. Environ 10 gouttes de l'essence dans le réservoir d'eau rempli de 1,3 litre.</p> <p>Le contenu du flacon est de 10 ml. Les huiles parfumées conviennent aux lampes parfumées/diffuseurs d'arômes, par exemple : AL 305, AH 670, AH662, AH661, AL 1300 WS.</p>	<p>Huile aromatique Relax Art. N° d'article : 262010</p> 	
<p>Be Happy Huile aromatique Art. N° d'article : 262011</p> 	<p>Arôme Huile Lavande Art. N° d'article : 262012</p> 	<p>Arôme Huile Citronnelle Art. N° d'article : 262013</p> 
<p>Arôme Huile Orange Art. N° d'article : 262015</p> 	<p>Huile aromatique, cannelle Art. N° d'article : 262017</p> 	<p>Huile Aromatique Eucalyptus Art. N° d'article : 262018</p> 

Huiles aromatiques

<p>Arôme Huile Cannelle-Orange Art. N° d'article : 262019</p> 	<p>Arôme Huile Citron Art. N° d'article : 262020</p> 	<p>Huile aromatique Peach Art. N° d'article : 262021</p> 
<p>Arôme Huile Pomme-Cannelle Art. N° d'article : 262022</p> 	<p>Arôme Huile Cerise Sauvage Art. N° d'article : 262023</p> 	<p>Arôme huile vanille Art. N° d'article : 262024</p> 
<p>Huile aromatique Rose Art. N° d'article : 262025</p> 	<p>Arôme Huile Pamplemousse Art. N° d'article : 262027</p> 	<p>Arôme Huile Lime Art. N° d'article : 262028</p> 

Soins de beauté



Manucure/Pédicure



Promed Kit manucure/pédicure Pedisenso Duo

- Travail sans blessure grâce aux « pinces de sécurité pour diabétiques »
- Butée de sécurité en cas de pression excessive
- Technologie performante éprouvée avec engrenage planétaire (ablation de la cornée)
- Vitesse variable en continu jusqu'à 4 000 tr/min
- Dans un sac de rangement pratique
- Branché
- **44 accessoires inclus**
 - 1x Meuleuse à pierre, cylindre, Art. N° d'article : 198530
 - 1x Meuleuse à pierre, Standard, Art. N° d'article : 198535
 - 1x mèche diamantée, cône pointu arrondi N° d'article : 198542
 - 1x Mors saphir, pointu, Art. N° d'article : 198030
 - 1x mèche diamantée, type petit cône pointu. N° d'article : 198543
 - 1x embout diamanté, cylindre, art. N° d'article : 198541
 - 1x Broyeur de drainage des callosités, grossier N° d'article 190063
 - 1x cône de meulage, art saphir. N° d'article : 190021
 - 1x Meule, Saphir, Art. N° d'article : 190011
 - 1x Cône de polissage, feutre Art. N° d'article : 190041
 - 1x Mandrin abrasif, plastique, Art. Numéro d'article :198564
 - 30x bandes abrasives de type moyen. N° 198562
 - 1x Brosse de nettoyage, nylon, Art. N° d'article : 198920
 - 1x adaptateur de pince, jaune (avec butée de sécurité) N° d'article : 190052
 - 1x Pince de serrage (utilisation normale) N° d'article : 190051

Accessoires également disponibles séparément

N° d'article : 133110
Pharmacode : 7735812
Garantie : 2 ans



Medisana Manucure-/Pédicure MP 815

- Soins et traitement des ongles, des cuticules et des callosités
 - 2 réglages de vitesse
 - Rotation gauche/droite
 - Facile à utiliser,
 - Dans un sac de rangement pratique
 - Broyeur de drainage
 - Accessoires de haute qualité et durables
 - Longueur du câble 1,5 m
 - Branché
 - Avec 7 accessoires
 - Cône de saphir, Art. N° d'article : M85003
 - Cône en feutre, Art. N° d'article : M85001
 - Disque saphir (grossier), Art. N° d'article : M85010
 - Disque saphir (fin), Art. N° d'article : M85004
 - Fraise cylindrique, Art. N° d'article : M85009
 - Coupe-flammes, Art. N° d'article : M85011
- Accessoires également disponibles séparément**

N° d'article : M85153
Pharmacode : 7502495

Garantie : 3 ans



Manucure/pédicure / miroir cosmétique



Pince à échardes avec loupe 2X – 8 cm

- Convient pour retirer des corps étrangers du corps

N° d'article : 24391

Pharmacode : 1170410

Garantie : 2 ans



Medisana Miroir Cosmétique 2 en 1 CM 840

- Éclairage annulaire uniforme 18 LED blanches
- 2 surfaces de miroir rotatives : normale et agrandie 5x
- Surface du miroir : environ 13 cm de diamètre
- Chromé de haute qualité
- Support stable
- 4 piles AAA 1,5 V incluses

N° d'article : M88550

Pharmacode : 7738623

Garantie : 3 ans



Dissolvant de callosités/brosse pour le visage



Medisana Appareil électrique pour éliminer les callosités CR 870

- Élimination douce et efficace des callosités
- Pour lisser les mains, les pieds et les coudes
- Utilisable sur peau sèche
- 2 vitesses
- Poignée ergonomique antidérapante
- Avec pinceau de nettoyage, 3 piles AAA de 1,5 V et 3 embouts amovibles (rouleau abrasif extra-gros, gros et fin)
Référence : M88577
Accessoires également disponibles séparément

N° d'article: M88576

Pharmacode: 7502704

Garantie: 3 ans




Medisana Brosse nettoyante pour le visage FB 885

- Brosse nettoyante pour le visage pour un nettoyage doux et en profondeur
- Élimine les cellules mortes de la peau
- De légères vibrations stimulent la circulation sanguine au niveau de la peau du visage et favorisent l'absorption des produits de soin
- Nettoie la peau en 60 secondes (minuterie)
- 4 niveaux de vitesse
- Arrêt automatique après 1 minute
- Résistante aux éclaboussures
- Avec capuchon de protection, pochette de rangement, station de recharge (longueur du câble : 1,30 m), batterie lithium-ion (capacité : 500 mAh),
- 4 embouts de nettoyage (peaux sensibles et normales, gommage, éponge cosmétique) Réf. : M88566
- Accessoires également disponibles séparément

N° d'article: M88565

Pharmacode: 7502673

Garantie: 3 ans



Sauna facial



Medisana Facial Sauna DS400

- Ouvre les pores, nettoie la peau et détend les traits du visage sous la chaleur humide
- Accessoire supplémentaire pour l'apaisement
Applications d'arômes
- Facile à nettoyer et à manipuler
- Pour un usage cosmétique
- Diffuseur pour une distribution uniforme de la vapeur
- Fixation supplémentaire pour le nez
- Élément chauffant de haute qualité
- Indicateur
- Gobelet doseur pour un remplissage facile
- Branché

N° d'article : M280097

Pharmacode : 4884651

Garantie : 3 ans



Bains moussants pour les pieds



Promed Bain bouillonnant pour les pieds FB 100

- Massage relaxant par bulles et vibrations avec champ de lumière rouge
- Rouleaux de massage et semelle intérieure spéciale pour le massage en réflexologie plantaire
- Fonction de maintien de l'eau au chaud
- Fonction de massage à sec
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Taille confortable (convient jusqu'à la pointure 46)
- Branché

- Avec 3 embouts de pédicure interchangeables : embout de massage, dissolvant de callosités, brosse

N° d'article : 631010

Pharmacode : 7738645

Garantie : 2 ans



Soins pour bébés



Rossmax WE300 Qutie- pèse-bébé

- Affichage facile à lire
- Fonction de maintien et de tare
- Arrêt automatique
- Indicateur de batterie faible
- Indicateur de surcharge
- Unité commutable : kg/lb/oz
- Capacité maximale : 20 kg
- Graduation : 5g
- Capacité minimale : 100g

- 1 pile 3V CR2032 incluse

N° d'article GE040530

Pharmacode : 7742312

Garantie : 2 ans



Rossmax NI60 Qutie - Super Mini-nébuliseur à piston

- Technologie de mini-pompe silencieuse
- Idéal pour les enfants
- MMAD $\leq 2,6 \mu\text{m}$;
- Dose de Feinparticle (FPD) : 75-80 %
- Taille constante des particules fines
- Pour un traitement respiratoire efficace
- Très compact (215,5 x 134,6 x 93,3 mm)
- Atomiseur réglable à valve breveté

- Avec embout buccal et masque pour enfants, adaptateur 12 V

N° d'article GE021000

Pharmacode : 7742313

Garantie : 3 ans

Sous réserve de modifications

Contactez-nous pour d'autres questions

MEDICARE AG

Hauptstrasse 51

5024 Küttigen

Tél. : +41 44 482 482 6

info@medicareag.ch

[Web : www.medicareag.ch](http://www.medicareag.ch)

Catalogue 2026