

Scheda tecnica

SONOTUR

Una sinfonia di terapie

Il curatur 701 stabilisce nuovi standard in fisioterapia e combina un design moderno con l'innovazione tecnica e la facilità d'uso. Il sistema incarna tutte le capacità terapeutiche significative e si prepara per il futuro grazie alla sua struttura modulare e alle sue opzioni di espansione.

Design esclusivo chiaro e luminoso

- Supporto per testa a ultrasuoni negli accessori standard
- Superficie elegante con lacca bianca multistrato per pianoforte
- Dimensioni compatte: può essere utilizzato anche per applicazioni mobili
- Ergonomicamente sofisticato: facile utilizzo della superficie del touchscreen in piedi o seduti
- Può essere utilizzato come stazione di terapia ospedaliera con il sistema di carrelli per apparecchiature "Avventur" compatibile

Un tuttofare con nuove dimensioni

Il paziente al centro del successo terapeutico

Sorprendete i vostri pazienti con informazioni ed esempi di applicazione dalla libreria di trattamenti. Le rappresentazioni grafiche e i parametri terapeutici preselezionati creano fiducia e facilitano la pratica quotidiana. Il paziente che sa cosa fa il trattamento ed è entusiasta del successo della terapia.

L'assegnazione di protocolli di trattamento di successo alla cartella clinica del paziente supporta la loro documentazione e garantisce continuità ed efficacia anche con il cambio di terapeuta. Anche le sequenze terapeutiche definite personalmente dei pazienti possono essere salvate in qualsiasi momento e possono essere richiamate per il trattamento successivo.

Ottimizza le tue risorse di tempo

Tutti i programmi terapeutici pertinenti sono preparati in modo ideale. Una selezione completa di moduli correnti può essere immediatamente avviata, variata e quindi salvata nei tuoi preferiti personali. Questo crea un elenco delle tue applicazioni personali che hai ottenuto risultati terapeutici di successo.



Proprietà:

Affidabilità

Flessibilità-

Diagnostica

Sostenibilità

Appoggiare

Prevenzione dei furti

Scheda tecnica

MEDICARE AG

Generale

Dimensioni	290 x 120 x 265 millimetri
Peso	3.6.kg
Batteria	Opzionale
Selezione dell'ora	1-30 minuti
Segnale acustico	Sì
Database dei pazienti	1.000.000
Furto	Opzionale
Audio-Navigazione	Opzionale
Funzionamento tramite	Touchscreen 10.4 VGA + USB

Ultrasuono

Frequenza	1 e 3 MHz
Teste ad ultrasuoni	1 cm ² 4 cm ² impermeabile
Combinazione con la stimolazione con elettrodi	Sì
Potenza Ultrasuoni	2 W/cm ² 1 MHz 1 W/cm ² 3 MHz
Continui	1 W/cm ² 3 MHz
Potenza: Pulsante ultrasonico	3 W/cm ² 1 MHz 2 W/cm ² 3 MHz
Trasduttori a doppia frequenza (1 e 3 MHz)	Sì
Impulso	2, 4, 6, 10, 20 ms
Intervallo di impulso	20 minuti
Visualizzazione della potenza di uscita e dell'energia totale	Sì
Indicatore di accoppiamento	Sì