

Dati tecnici easyTymp

TIMPANOMETRIA

Frequenza della sonda	226 Hz, 85 dB SPL
Alta frequenza opzionale	1 kHz, 69 dB SPL
Intervallo di pressione	-400 daPa to +200 daPa
Range di volume	0.0 ml fino a 6.0 ml (compensated)
Gamma di conformità	0.1 ml fino a 8.0 ml at 226 Hz 0.1 ml a 15.0 mmho a 1 kHz (optional)
Tempo di prova	< 6 secondi

RIFLESSI ACUSTICI

Frequenze di prova	0.5, 1, 2, 4 kHz
Rumore di test	Rumore a banda larga (optional)
Metodo di prova	Ipsilaterale
Livello	70 dB HL to 100 dB HL
Level Settings	Automatic, fixed

DISPOSITIVO GENERALE

Memoria	1 curva per orecchio e test
Immagazzinamento	> 1000 misurazioni
Display	Display LCD grafico a colori
Dimensioni	W x D x H: 8 cm x 30 cm x 7 cm
Peso	427 g
Batteria	NP120 Li-Ion 3.7 V-1700 mAh
Lingua	Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo, Spagnolo, Svedese

CULLA OPZIONALE

Dimensioni	W x D x H: 15 cm x 29.5 cm x 11 cm
Potenza	100 - 240 VAC, 50/60 Hz

STAMPANTE OPZIONALE

Tipo	HM-E200, 2" stampante termica portatile
Tempo di stampa	<5 secondi per risultato del test
Alimentazione	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Dimensioni	W x D x H: 8.5 cm x 13 cm x 5 cm
Peso	234 g
Trasferimento dati	Wireless

STANDARD

Timpanometro	IEC 60645-5, Type 2 ANSI S3.39, Type 2
Sicurezza	IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, Class II, Type B Parti applicate
EMC	IEC 60601-1-2
CE 0123	secondo il regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745, Classe IIa

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.