

Dati tecnici touchTymp MI 26

TIMPANOMETRIA

Frequenza della sonda	226 Hz, 85 dB SPL
Alta frequenza opzionale	1000 Hz, 69 dB SPL
Intervallo di pressione	-600 to +400 daPa
Gamma di volumi	0.0 ml a 6.0 ml (compensated)
Gamma di conformità	0.1 ml a 8.0 ml a 226 Hz 0.1 a 15.0 mmho a 1000 Hz
Tempo di test	3 - 5 secondi
Caratteristiche	RaceCar, componenti YBG, compensato e non compensato

RIFLESSI ACUSTICI

Frequenze di test	500, 1000, 2000, 4000 Hz
Metodi di test	Ipsilaterale; opzionale controlaterale
Livello Ipsilaterale	70 dB HL a 105 dB HL
Livello controlaterale	70 dB HL a 120 dB HL
Impostazione del livello	Automatico, fisso
Caratteristiche	RaceCar, AGC ipsilaterale, costante e segnale a impulsi

AUDIOMETRIA

Segnali di test	Tono puro e tono di gorgheggio (fisso e a impulsi)
Frequenze di prova	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (125 Hz esclusi dalle frequenze del test di conduzione ossea)
Passi di livello	5 dB o 1 dB
Gamma dei livelli di udito AC	-10 dB HL a 120 dB HL
Gamma dei livelli di udito BC (opzionale)	-10 dB HL a 80 dB HL
Rumore di mascheramento (incluso con l'opzione BC)	Banda stretta e rumore bianco

DISPOSITIVO GENERALE

Display	Display grafico a LED da 10,4" con touchscreen resistivo
PC Interface	USB
Sonda	Sonda portatile leggera con luce di controllo integrata e interruttore
Stampante	Stampante termica veloce da 4 pollici
Alimentazione	Rete 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Dimensioni	W x D x H: 30 cm x 34.5 cm x 14.8 cm
Peso	3.2 kg
Lingue	Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, polacco, russo, svedese, spagnolo, turco

STANDARD

Timpanometro	IEC 60645-5, Tipo 2
Audiometro	IEC 60645-1, Tipo 3
Sicurezza	IEC 60601-1, Classe I, Tipo B Parti applicate
EMC	IEC 60601-1-2
CE 0123	Classe IIa secondo il regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745

Le specifiche sono soggette a modifiche senza
preavviso.