

GIMA VITAL PRO MONITOR

Il Vital Pro Monitor è un monitor paziente multiparametrico che misura i seguenti parametri fisiologici: **misurazione non invasiva della pressione arteriosa (NIBP)**, **saturazione di ossigeno (SpO₂)**, elettrocardiografia (ECG) e temperatura (TEMP).

Proprietà:

Display LCD da 3,5" con **numeri grandi**
 Visualizzazione dei record in forma d'onda, elenco e grafico di tendenza
 Porta USB per il trasferimento dei dati e l'**aggiornamento del software**

Specifiche tecniche:

Pressione sanguigna Metodo di misurazione: oscillometrico
 Messmodi: Manuel, Auto, STAT
 Messbereich: SYS mmHg: (Adulto 40-275) (Pediatico 40-200) (Neonato 40-135)
 MAP mmHg: (Adulto 20-230) (Pediatico 20-165) (Neonato 20-110)
 DIA mmHg: (Adulto 10-210) (Pediatico 10-150) (Neonato 10-95)

SpO₂ Campo di misura: 35% ~ 100% ± 3% (tra 70 e 100%)
 Basso potere di perfusione: < 0,4%

Polso Velocità: 30 ~ 240 BPM ± 2 BPM / 2%

ELETTROCARDIOGRAMMA Frequenza cardiaca di visualizzazione: 15~130 bpm ± 1% o ±2 bpm
 Allarme in caso di assenza di battito cardiaco entro 10 secondi
 Sensibilità: x1/4, x1/2, x1, x2
 Velocità: 25 mm/s

Temperatura Campo di misura: 21-50 °C ±0,2 °C (25-45 °C)

Accessori standard:

Punta delle dita SpO₂ per adulti, bracciale per la pressione sanguigna per adulti, sonda di temperatura, cavo ECG + 10 elettrodi ECG, batteria agli ioni di litio (11,1 V, 4400 mAh), cavo di alimentazione (100-240 V, 50/60 Hz), sovraccoperta, Manuale utente (GB, FR, IT, ES, D (presto))

Accessori opzionali:

Carrello portamateriali



Numero prodotto: 35124



Numero prodotto: 35127

MEDICARE AG

Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen, tel. 044 482 482 6 / fax 044 482 74 88

info@medicareag.ch / www.medicareag.ch